

luminor 35

EN	INSTRUCTIONS FOR USE. PACLITAXEL ELUTING PERIPHERAL BALLOON DILATATION CATHETER, FOR 0.035" GUIDEWIRES ...	2
ES	CATÉTER BALÓN DE DILATACIÓN PERIFÉRICO, CON LIBERACIÓN DE PACLITAXEL, PARA GUIA DE ALAMBRE DE 0.035"	7
PT	INSTRUÇÕES DE USO. CATETER BALÃO DE DILATAÇÃO PERIFÉRICO COM LIBERAÇÃO DE PACLITAXEL PARA FIO-GUIA DE 0.035"	12
IT	ISTRUZIONI PER L' USO. CATETERE A PALLONCINO DI DILATAZIONE PERIFERICA, CON RILASCIO DI PACLITAXEL, PER FILO GUIDA DI 0.035"	17
FR	INSTRUCTIONS D'UTILISATION. CATHÉTER BALLONNET DE DILATATION PÉRIPHÉRIQUE, AVEC LIBÉRATION DE PACLITAXEL, POUR FIL GUIDE DE 0.035"	22
DE	GEBRAUCHSHINWEISE. PERIPHERER DILATATIONSBALLON-KATHETER, MIT PACLITAXEL-FREISETZUNG, FÜR 0,035"- FÜHRUNGSdraht	27
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР ДЛЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ДИЛАТАЦИИ С ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ ПАКЛИТАКСЕЛА, ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ПРОВОДНИКА 0.035"	32
CS	NÁVOD K POUŽITÍ. DILATAČNÍ PERIFERNÍ BALÓNKOVÝ KATÉTR S UVOLŇOVÁNÍM PACLITAXELU PRO VODÍCÍ DRÁT 0,035 37	37
EL	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΕΚΛΟΥΣΗΣ ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗΣ, ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟ 0,035"	42
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI. UWALNIJĄCY PAKLITAKSEL BALONOWY CEWNIK ROZSZERZAJĄCY DO STOSOWANIA W NACZYNIACH OBWODOWYCH Z PROWADNIKIEM 0,035 CALA	47

**INSTRUCTIONS FOR USE. PACLITAXEL ELUTING
PERIPHERAL BALLOON DILATATION CATHETER, FOR 0.035" GUIDEWIRE****1. Description of the Product**

The Paclitaxel eluting dilatation balloon is a double lumen catheter from the connector to the tip, also called OTW, designed for percutaneous transluminal angioplasties of peripheral arteries.

The catheter has two lumens body from the connector to the tip.

On the catheter's distal part, before the tip, there is the balloon with the drug or segment inflatable at different pressures that dilates the artery upon inflating by means of infusion of contrast fluid inside it. The connector is Y-shaped and it has two entry ports.

The lateral port, which connects with the smallest lumen of the catheter's body, allows entry of contrast fluid to dilate the balloon.

The straight port is the port for guidewire passage. The guidewire is introduced in the connector's entry port and going through the largest lumen, it goes out through the catheter's tip to take it to the lesion.

There is likewise a lumen through which the guide wire runs and a lumen through which contrast liquid enters the balloon, directly connected to each of the ports in the luer or connector.

The maximum diameter of the guide wire must not exceed 0.89mm = 0.035 inches.

The balloon is coated with the drug Paclitaxel, included in a physiologically innocuous matrix. The drug's dose is 3 micrograms / mm² of balloon surface and it is intended to avoid cellular proliferation, consequently decreasing the re-intervention rate.

The drug is released from the balloon by means of a rapid inflation in a way so that a high dose of the drug is released in a very short period of time. For releasing the drug onto the artery wall, the inflation process must last from 30 seconds to 1 minute, but dilation of the lesion must be optimized by using longer inflation times at the operator's discretion.

The useful length of the catheter is 80cm or 140cm depending on the item reference.

The balloon is supplied in the following lengths and diameters:

		BALLOON DIAMETERS (mm)		
		5	6	7
BALLOON LENGTH (mm)	20	X	X	X
	40	X	X	X
	60	X	X	X
	80	X	X	X
	120	X	X	X
	150	X	X	

The balloon is intended to reach different diameters at different pressures (according to the compliance curve shown on the primary packaging).

To inflate the balloon, it is necessary to connect the connector's inflation port to a syringe that includes a manometer. With the pressure indicated by the manometer, the balloon is inflated to predictable diameters.

At both ends of the balloon, two radiopaque markers are included so as to delimit its length, and help the user know the place where it is when it is inside the patient.

At the distal end is the tip, which is rounded and atraumatic in shape in order to avoid damaging the arteries while it is being advanced.

Contents

- A paclitaxel releasing dilatation balloon catheter OTW, covered by a protector over the balloon and introduced in a dispenser and packed in a sterile bag.
- One card with the compliance curve showing the nominal inflation pressure and the recommended maximum pressure.
- One leaflet with instructions for use.

**INSTRUCTIONS FOR USE. PACLITAXEL ELUTING
PERIPHERAL BALLOON DILATATION CATHETER, FOR 0.035" GUIDEWIRE**

EN

2. Indications

The device is indicated for dilation of stenosis located in the iliac, femoral, iliofemoral, popliteal, infrapopliteal and renal arteries, as well as for the treatment of obstructive lesions of arteriovenous fistulas, whether original or artificial, with a reference diameter balloon from 5 to 7 mm and lengths from 20 to 150 mm. It is also indicated for stent postdilation in the peripheral vascular system.

3. Contraindications

Inability to cross lesion with a guide wire.

It must not be used in pregnant women or during lactation or in patients with known hypersensitivity to paclitaxel.

4. Warnings

- The device should only be used by experienced doctors in the percutaneous transluminal angioplasty (PTA) technique.
- The percutaneous procedure must be carried out in hospitals equipped with emergency facilities to conduct open heart surgery or hospitals with easy access to other hospitals where this type of operation can be performed.
- The product is for single use. It must not be re-sterilised or re-used once the procedure has been completed. Re-using the product in another patient may lead to cross contamination, infection or transmission of infectious diseases from one patient to another. Re-use of the product may cause alterations to it and affect its effectiveness.
- The product is supplied sterile. Check the expiry date and do not use products which are past this date.
- Inspect the packaging before opening it. If there are any defects or the packaging is damaged, do not use the product.
- Use aseptic techniques when the product is taken out of the primary packaging.
- Select the balloon diameter according to the diameter of the artery to be treated. Do not insert a balloon with a diameter larger than the artery to be treated.
- Do not touch the balloon directly or dry it with gauze, since doing so may cause the drug coating to come off.
- Do not expose the product to organic solvents such as alcohol, or to contrast media not indicated for intravascular use.
- Do not use air or gaseous media to inflate the balloon.
- Advance the product on the guide wire using fluoroscopy. Do not allow the product to advance without the guide wire inside it.
- Do not manipulate, advance or retract either the catheter or the wire guide while the balloon is inflated.
- In case a post-dilatation is necessary after use of product, it must be made with a conventional dilatation balloon, one without the drug, since the same vessel segment must not be dilated with more than one balloon with drug.
- Drug eluting stents must not be implanted in the same segment that has been previously treated with the balloon with drug, since it is possible for overdose or interaction among the active principles to occur.
- Published in vitro and in vivo studies prove the mutagenic effect of Paclitaxel. The carcinogenesis risk potential has not been studied. The published in vivo studies prove the teratogenic effect, therefore it is not recommended for pregnant women to use this product.

5. Precautions

- Administer suitable medical therapy to the patient: anticoagulants, vasodilators, etc., in accordance with the procedure for inserting intravascular catheters.
- Before use, check the size and suitability of the catheter for its intended use.
- Use the product with precautions in complex lesions, since the abrasive nature of said lesions may alter the drug coating. In these cases it is recommended to predilate the lesion previously with a con-

**INSTRUCTIONS FOR USE. PACLITAXEL ELUTING
PERIPHERAL BALLOON DILATATION CATHETER, FOR 0.035" GUIDEWIRE**

ventional, drugless balloon.

- Extreme care must be exercised when the device is taken off from the pack and passed through the hemostatic valve to make sure that the drug coating is not damaged.
- Proceed with extreme care so as not to damage the catheter while advancing it.
- The balloon must be inflated with a mixture of saline solution and contrast liquid (preferably 50/50, though the proportion of contrast liquid can be reduced in large balloons).
- Do not exceed the rated burst pressure (RBP) as the balloon could burst.
- If any resistance is noted during advance, stop and determine its cause before continuing.
- If any resistance to withdrawing the catheter is noted, it is recommended that the balloon catheter, the guide wire and introducer be removed as a single unit.
- Store in a cool, dry place away from direct sunlight.
- After use, this product may represent a biohazard. Handle and dispose it in accordance with accepted medical practices and pertinent local, state or federal laws and regulations.

6. Possible Adverse Effect / Complications

The possible adverse effects and/or complications which might arise before, during or after the procedure include the following:

- Death
- Ictus / embolism / thrombosis
- Haemodynamic deterioration
- Acute elastic recoil
- Arrhythmia
- Aneurysm or pseudoaneurysm
- Infections
- Total occlusion of the artery
- Reocclusion of the area treated: restenosis
- Spasm
- Perforation or dissection of the area treated
- Arteriovenous fistula
- Local bleeding with haematoma at the access site
- Hypo/hypertension
- Allergic or immune reaction to the drug.
- Histological changes in the arterial wall.

7. Pharmacological interaction

The potential interactions of paclitaxel with the drugs administered concomitantly have not been investigated. Drug interactions at the systemic levels of paclitaxel are detailed in the product data sheet but, considering that the amount of paclitaxel on the balloon surface corresponds approximately to a few hundredths of the amount normally used in the antineoplastic treatment, it is considered very unlikely for interactions with other drugs to occur.

Nevertheless, caution must be exercised when CYP3A4 or CYP2C8 substrates (such as terfenadine, cyclosporin, lovastatin, midazolam and ondansetron) or drugs with high PPB (Plasma Protein Binding) are administered concomitantly.

8. How to Use**8.1 Equipment Required**

- Heparinized normal saline solution
- Contrast medium (use contrast media suitable for intravascular use)
- 0.035" guide wire: do not use any other size of guide wire
- Introducer with a haemostatic valve of the size specified on the label. Do not use smaller sizes as

**INSTRUCTIONS FOR USE. PACLITAXEL ELUTING
PERIPHERAL BALLOON DILATATION CATHETER, FOR 0.035" GUIDEWIRE**

these might damage the catheter. If an introducer more than 25cm long or of the braided type is used, it may be necessary to increase its size to avoid rubbing on the catheter.

- Three-way stopcock
- Inflation device (manual pump with built-in manometer)
- Several standard 10-20cc syringes with saline solution for washing the system

8.2 Preparing the Catheter

- In case of occlusion or very calcified lesions, it is recommended to predilate the lesion with a conventional balloon, without drug.
- Remove the catheter from the protection dispenser. Check that it is the right size. Remove the balloon protection sheath smoothly.
- Connect a 10ml syringe containing sterile saline solution to the port for the guide wire (straight part of the connector) and irrigate the lumen until the liquid comes out of the tip.
- Purge the whole system of air.
 - Attach a three-way stopcock to the contrast liquid connector port (the side part of the connector).
 - Close the air passage through the balloon.
 - Attach a 10-20ml syringe with a third part of saline solution to the three-way stopcock.
 - Open the passage in the three-way stopcock between the syringe and the catheter.
 - With the syringe in a vertical position, withdraw the plunger upwards allowing the air bubbles to exit to the liquid.
 - When bubbles stop coming in, close the three-way stopcock at the catheter end and remove the syringe.

DANGER: If bubbles do not stop coming from the catheter into the syringe after 3 minutes of negative pressure, this may be a clear indication that the balloon catheter has leaks, is broken or the connections between the syringe and the three-way key are not properly sealed. If bubbles continue to be seen after checking the connections, do not use the device. Return it to the manufacturer or distributor for inspection.

8.3 Technique for Insertion / Treatment

- Position the 0.035 guide wire across the lesion using PTA techniques, using fluoroscopy to determine its position at all times.
- Insert the proximal end of the guide into the distal tip of the balloon catheter.
- Advance carefully the balloon catheter along the guidewire, through the guide catheter and with the help of fluoroscopy, until the area to be treated is reached. Extreme care must be exercised when the balloon catheter is passed through the hemostatic valve to make sure that the drug coating is not damaged. In case the balloon catheter chosen cannot be placed inside the lesion, choose a smaller size of a drugless conventional balloon in order to predilate the lesion.
- Connect the inflation device (1/3 of its capacity of contract liquid mixture: saline solution) to the three-way stopcock and open the passage between the balloon and the inflation device.
- Apply pressure to the inflation device so that the balloon inflates. Do not exceed the rated burst pressure (RBP) on the label and the compliance curve.
- Keep the pressure for 30-60 seconds for an optimal release of the drug. Most of the drug is released in the first 30 seconds of inflation but, in order to optimize the dilation of the lesion, it is possible to use longer inflation times greater than 1 minute at the operator's discretion.
- Draw the plunger on the inflation device back to deflate the balloon. Keep up the negative pressure for 20 to 60 seconds depending on the size of the balloon. Make sure the balloon is fully deflated (by means of fluoroscopy) before moving the catheter.
- With negative pressure in the inflation device and with the guide wire in position, carefully retract

**INSTRUCTIONS FOR USE. PACLITAXEL ELUTING
PERIPHERAL BALLOON DILATATION CATHETER, FOR 0.035" GUIDEWIRE**

the catheter until it can be removed through the introducer.

- Remove the guide wire.
- Double antiplatelet therapy must be administered for a minimum of four weeks after the intervention, and the treatment may be prolonged at the operator's discretion.

9. Warranty

The device and all its components have been designed, manufactured, tested and packed with a maximum level of precaution. LVD Biotech guarantees the product up to its expiry date providing its packaging is not broken, tampered with or damaged.

**STANDARDIZED SYMBOLS FOR USE IN LABELLING MEDICAL DEVICES
(EN 980:2008 STANDARD)**

Catalogue reference



Batch no.



Expiry date



Keep away from sunlight



Manufacturer



Sterilized with ethylene oxide



Limitation in storage temperature



Keep dry



Consult instructions for use



Do not re-use



Do not re-sterilize



Do not use if the pack is damaged

**CATÉTER BALÓN DE DILATACIÓN PERIFÉRICO,
CON LIBERACIÓN DE PACLITAXEL, PARA GUIA DE ALAMBRE DE 0.035"**

ES

1. Descripción del producto

El catéter balón de dilatación con liberación de Paclitaxel es un catéter de doble luz desde el conector a la punta, también llamado OTW, diseñado para angioplastias transluminales percutáneas de arterias periféricas. El catéter tiene un cuerpo de doble lumen desde el conector hasta la punta.

En la parte distal del catéter, antes de la punta, se encuentra el balón con fármaco o segmento inflable a diferentes presiones que dilata la arteria cuando es inflado mediante infusión de líquido de contraste en su interior. El conector tiene forma de "U" y presenta dos puertos de entrada:

- El puerto lateral, que conecta con el lumen más pequeño del cuerpo del catéter, permite la entrada de líquido de contraste para dilatar el balón.
- El puerto recto es el puerto de paso de la guía de alambre. La guía de alambre se introduce en el puerto de entrada del conector y atravesando el lumen más grande, sale a través de la punta del catéter para llevarlo al lugar de la lesión.

Asimismo, existe un lumen de paso de la guía de alambre y un lumen de paso de líquido de contraste hacia el balón, en conexión directa con cada uno de los puertos del luer o conector.

El diámetro máximo de la guía de alambre, no debe ser superior a 0.89 mm = 0.035 pulgadas.

El balón está recubierto con el fármaco Paclitaxel, incluido en una matriz fisiológicamente inocua. La dosis de fármaco es de 3 microgramos / mm² de superficie de balón y la finalidad del mismo es evitar la proliferación celular, disminuyendo consecuentemente la tasa de re-intervención.

La liberación del fármaco desde el balón se realiza mediante un inflado rápido de forma que una dosis alta de fármaco se libera en un periodo de tiempo muy corto. Para que el fármaco se libere a la pared arterial, la duración del inflado debe ser entre 30 segundos y 1 minuto, pero se puede optimizar la dilatación de la lesión utilizando tiempos más largos de inflado a discreción del operador.

La longitud útil del catéter es de 80 cm o 140 cm dependiendo de la referencia.

El catéter balón presenta los siguientes diámetros y longitud de balón:

		DIÁMETROS DE BALON (mm)		
		5	6	7
LONGITUD DE BALON (mm)	20	X	X	X
	40	X	X	X
	60	X	X	X
	80	X	X	X
	120	X	X	X
	150	X	X	

El balón está predeterminado para alcanzar diferentes diámetros a diferentes presiones (de acuerdo con la curva de distensibilidad que se incluye en el envase primario).

Para inflar el balón, es necesario conectar al puerto de inflado del conector una jeringa que incluya un manómetro. Con la presión que indica el manómetro se infla el balón a diámetros predecibles. A ambos extremos del balón, se incluyen dos marcadores radiopacos con el fin de delimitar su longitud, y ayudar al usuario a conocer el lugar en el que se encuentra cuando está en el interior del paciente.

En el extremo distal, se encuentra la punta, de forma redondeada y atraumática para evitar daño a las arterias durante el avance.

Contenido

- Un catéter balón de dilatación OTW con liberación de paclitaxel, cubierto por un protector sobre el balón e introducido en un dispensador y bolsa estéril.
- Una tarjeta con la curva de distensibilidad indicando la presión de inflado nominal y la máxima presión recomendada.
- Un folleto de instrucciones de uso.

**CATÉTER BALÓN DE DILATACIÓN PERIFÉRICO,
CON LIBERACIÓN DE PACLITAXEL, PARA GUIA DE ALAMBRE DE 0.035"**

ES

2. Indicaciones

El dispositivo está indicado para la dilatación de estenosis localizadas en las arterias ilíaca, femoral, iliofemoral, poplítea, infrapopliteas y renales, así como para el tratamiento de lesiones obstructivas de fistulas arteriovenosas originales o artificiales, que se presenten con diámetros entre 5 y 7 mm y longitudes desde 20 hasta 150 mm. También está indicado para la postdilatación del stent en el sistema vascular periférico.

3. Contraindicaciones

Imposibilidad de la guía de alambre de atravesar la lesión.

No debe usarse en mujeres embarazadas o lactantes ni en pacientes con hipersensibilidad conocida al paclitaxel.

4. Advertencias

- El dispositivo debe usarse por médicos con experiencia y que conozcan la técnica de la angioplastia transluminal percutánea (ATP).
- La intervención percutánea debe ser realizada en hospitales equipados con medios de emergencia para realizar operaciones de cirugía abierta o en hospitales con fácil acceso a otros hospitales que puedan realizar esta cirugía.
- El producto es de un solo uso. No debe reesterilizarse ni reutilizarse una vez el procedimiento se ha terminado. La reutilización del producto en otro paciente puede causar contaminación cruzada, infecciones o transmisión de enfermedades infecciosas de un paciente a otro. La reutilización del producto puede causar alteraciones del mismo y limitar su efectividad.
- El producto se suministra estéril. Comprobar la fecha de caducidad y no usar productos que hayan sobrepasado dicha fecha.
- Inspeccionar el envase antes de abrirlo. Si se encuentra algún defecto o el envase está dañado, desechar el producto.
- Emplee técnicas asepticas cuando el producto se extraiga del envase primario.
- Elegir el diámetro del balón en función del diámetro de la arteria a tratar. No introducir un balón cuyo diámetro sea superior al de la arteria a tratar.
- No tocar directamente el balón ni secar con gasas, ya que esto puede provocar que el recubrimiento con fármaco se desprenda.
- No exponer el producto a solventes orgánicos como el alcohol, ni a medios de contraste no indicados para uso intravascular.
- No usar aire ni medios gaseosos para inflar el balón.
- Avanzar el producto sobre la guía de alambre con visión de fluoroscopia. No permitir el avance del producto sin la guía de alambre en su interior.
- No manipular, avanzar o retraer el catéter ni la guía de alambre, cuando el balón está inflado.
- En caso de ser necesaria una postdilatación tras la utilización del producto, deberá hacerse con un balón de dilatación convencional sin fármaco, ya que no se puede dilatar el mismo segmento de vaso con más de un balón con fármaco.
- No se pueden implantar stents con elución de fármaco en el mismo segmento que haya sido tratado previamente con el balón con fármaco, ya que se puede producir sobredosis o interacción entre los principios activos.
- Los estudios *in vitro* e *in vivo* publicados, demuestran el efecto mutagénico del Paclitaxel. No ha sido estudiado el potencial riesgo de carcinogénesis. Los estudios *in vivo* publicados demuestran el efecto teratogénico, por lo que no se recomienda utilizar este producto en mujeres embarazadas.

5. Precauciones

- Administrar al paciente la terapia médica adecuada: anticoagulantes, vasodilatadores, etc, de acuerdo con el protocolo de inserción de catéteres intravasculares.
- Antes de su uso, comprobar la talla y adecuación del catéter al uso destinado.

**CATÉTER BALÓN DE DILATACIÓN PERIFÉRICO,
CON LIBERACIÓN DE PACLITAXEL, PARA GUIA DE ALAMBRE DE 0.035"**

ES

- Utilizar el producto con precaución en lesiones complejas, ya que la naturaleza abrasiva de dichas lesiones pueden alterar el recubrimiento con fármaco. Se recomienda en estos casos predilatar previamente la lesión con un balón convencional sin fármaco.
- Se debe tener cuidado extremo cuando se extraiga el dispositivo del envase y se pase a través de la válvula de hemostasia para garantizar que el recubrimiento con fármaco no se daña.
- Proceda con sumo cuidado para no dañar el catéter en su avance.
- El balón debe ser inflado con una mezcla de solución salina y líquido de contraste (preferentemente 50/50 aunque puede disminuir la proporción de líquido de contraste en balones de gran tamaño).
- No exceder la presión máxima recomendada (RBP) ya que el balón podría explotar.
- Si durante el avance, se nota alguna resistencia, cesar el avance y determinar la causa antes de continuar.
- Si nota resistencia en la retirada del catéter, se recomienda retirar el catéter balón, la guía de alambre y el introductor como una sola unidad.
- Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de la luz directa del sol.
- Despues de su uso, este producto puede suponer un peligro biológico. Manipúlelo y deséchelo conforme a las prácticas médicas aceptadas, y a las leyes y normativas locales, estatales o federales pertinentes.

6. Posibles efectos adversos / complicaciones

Entre los posibles efectos adversos y/o complicaciones que se podrían manifestar antes, durante o después del procedimiento, se encuentran:

- Muerte
- Ictus / embolia / trombosis
- Deterioro hemodinámico
- Recoil elástico agudo
- Arritmias
- Aneurisma o seudoaneurisma
- Infecciones
- Oclusión total de la arteria
- Reoclusión de la zona tratada: restenosis
- Espasmo
- Perforación o disección de la zona tratada
- Fistula arteriovenosa
- Hemorragia local con hematoma en la zona de acceso
- Hipotensión
- Reacción alérgica o inmunológica al fármaco
- Cambios histológicos en la pared arterial

7. Interacción farmacológica

No se han estudiado las posibles interacciones del paclitaxel con los medicamentos administrados de manera concomitante. Las interacciones con medicamentos de los niveles utilizados en el tratamiento anti-neoplásico están detallados en la ficha técnica del paclitaxel pero, si atendemos a que la cantidad de paclitaxel en la superficie del balón corresponde aproximadamente a unas centésimas de la cantidad utilizada normalmente en el tratamiento antineoplásico, se considera poco probable que se produzcan interacciones con otros fármacos.

No obstante, debe tenerse precaución cuando se administren concomitantemente sustratos CYP3A4 o CYP2C8 (como terfenadina, ciclosporina, lovastatina, midazolam y ondansetron) o fármacos con PPB (unión a proteínas del plasma) elevada.

**CATÉTER BALÓN DE DILATACIÓN PERIFÉRICO,
CON LIBERACIÓN DE PACLITAXEL, PARA GUIA DE ALAMBRE DE 0.035"**

ES

8. Modo de empleo**8.1. Equipo necesario**

- Solución salina normal heparinizada
- Medio de contraste (utilizar medios de contraste indicados para uso intravascular)
- Guía de alambre de 0.035", no usar otros tamaños de guía de alambre.
- Introductor con válvula hemostática del tamaño indicado en la etiqueta. No usar tamaños inferiores que podrían dañar el catéter. Si se utiliza un introductor de más de 25 cm de longitud o de configuración mallada, podría ser necesario aumentar la talla del mismo para evitar roces del catéter.
- Llave de tres vías
- Dispositivo de inflado (bomba manual con manómetro incluido)
- Varias jeringas estándar de 10-20 cc con solución salina para lavado del sistema.

8.2. Preparación del catéter

- En caso de oclusión total o lesiones muy calcificadas, se recomienda predilatar previamente la lesión con un balón convencional sin fármaco.
- Sacar el catéter del dispensador de protección. Comprobar que el tamaño es el adecuado. Retirar suavemente la vaina de protección del balón.
- Conectar una jeringa de 10 ml que contenga solución salina estéril al puerto de paso de la guía de alambre (parte recta del conector), e irrigar el lumen hasta que el líquido salga por la punta.
- Purgue el aire total del sistema.
 - Acoplar una llave de tres vías al puerto de paso del líquido de contraste (parte angulada del conector).
 - Cerrar el paso de aire a través del balón.
 - Acoplar una jeringa de 10-20 ml con una tercera parte de solución salina a la llave de tres vías.
 - Abrir la conexión de la llave de tres vías entre la jeringa y el catéter.
 - Con la jeringa en posición vertical, retirar el émbolo hacia arriba permitiendo que salgan las burbujas de aire hacia el líquido.
 - Cuando dejen de entrar burbujas, cerrar la llave de tres vías en la parte del catéter y retirar la jeringa.

PELIGRO: si no deja de pasar burbujas del catéter hacia la jeringa después de 3 minutos a presión negativa, puede ser un claro síntoma de que el catéter balón presenta fugas, está roto o las conexiones jeringa-llave de tres vías no son estancas. Si después de comprobar las conexiones, siguen viéndose burbujas, no lo utilice. Devuelva el dispositivo al fabricante o distribuidor para su inspección.

8.3. Técnica de inserción / tratamiento

- Colocar la guía de 0.035 a través de la lesión de acuerdo con las técnicas de ATP, ayudado por técnicas de fluoroscopia para determinar la posición en cada momento.
- Inserte el extremo proximal de la guía en la punta distal del catéter balón.
- Avance con cuidado el catéter balón sobre la guía de alambre, a través del introductor y con la ayuda de fluoroscopia, hasta alcanzar la zona a tratar. Tenga especial cuidado al pasar el catéter balón a través de la llave de hemostasia, para no alterar el recubrimiento con fármaco. En caso de que el catéter balón escogido no pueda colocarse en el interior de la lesión, escoja un tamaño inferior de un balón convencional sin fármaco para predilatar la lesión.
- Conecte el dispositivo de inflado (con 1/3 parte de su capacidad relleno de mezcla líquido de contraste: solución salina), a la llave de tres vías, permita el paso entre balón y dispositivo de inflado.
- Aplicar presión sobre el dispositivo de inflado para que el balón se hinche. No superar la presión máxima recomendada (RBP) en la etiqueta y curva de distensibilidad.
- Mantener presión durante 30-60 segundos para una liberación óptima del fármaco. La mayor parte del fármaco se libera en los 30 primeros segundos de inflado pero, para optimizar la dilatación de la

**CATÉTER BALÓN DE DILATACIÓN PERIFÉRICO,
CON LIBERACIÓN DE PACLITAXEL, PARA GUÍA DE ALAMBRE DE 0.035"**

ES

- lesión, es posible utilizar tiempos de inflado superiores a 1 minuto a discreción del operador
- Retirar el émbolo del dispositivo de inflado hacia atrás para desinflar el balón. Mantener la presión negativa entre 20 y 60 segundos dependiendo del tamaño del balón. Asegurarse de que el balón se ha desinflado completamente (mediante fluoroscopia) antes de mover el catéter.
 - Con presión negativa en el dispositivo de inflado y con la guía de alambre en posición, retirar cuidadosamente el catéter hasta sacarlo a través del introductor.
 - Extraer la guía de alambre.
 - Se debe administrar terapia antiplaquetaria doble durante un mínimo de 4 semanas después de la intervención, pudiéndose prolongar el tratamiento a discreción del operador.

9. Garantía

El producto y todos sus componentes han sido diseñados, fabricados, ensayados y envasados con las máximas medidas de precaución. LVD Biotech garantiza el producto hasta su fecha de caducidad siempre y cuando no se encuentre con envases rotos, manipulados o dañados.

**SÍMBOLOS ARMONIZADOS PARA ETIQUETADO PRODUCTOS SANITARIOS
(NORMA EN 980:2008)**

REF Referencia catálogo	LOT Nº lote	 Fecha caducidad	 Mantengáse fuera de la luz del sol
 Fabricante	STERILE EO Esterilizado con óxido etílico	 Limitación T° conservación	 Mantengáse seco
 Consultense las instrucciones de uso	 No reutilizar	 No re-esterilizar	 No utilizar si el envase está dañado

INSTRUÇÕES DE USO
CATETER BALÃO DE DILATAÇÃO PERIFÉRICO COM LIBERAÇÃO
DE PACLITAXEL PARA FIO-GUIA DE 0.035"

1. Descrição do produto

O cateter balão de dilatação com liberação de Paclitaxel é um cateter de duplo lúmen desde o conector até à ponta, também chamado OTW: ele foi concebido para angioplastias transluminais percutâneas de artérias periféricas.

O cateter tem um corpo coaxial de duplo lúmen do conector até à ponta.

Na parte distal do cateter, antes da ponta, encontra-se o balão com fármaco ou segmento inflável a diferentes pressões que dilata a artéria quando é insuflado mediante a infusão de líquido de contraste no seu interior. O conector tem forma de "U" e apresenta duas entradas:

- A entrada lateral, que liga com o lúmen menor do corpo do cateter, permite a passagem do líquido de contraste para dilatar o balão.
- A entrada reta é o ponto de passagem do fio-guia. O fio-guia é introduzido pela entrada do conector e, atravessando o lúmen maior, sai através da ponta do cateter para levá-lo até a lesão.

Assim, existe um lúmen para o fio-guia e outro lúmen para o líquido de contraste até ao balão, em ligação direta com cada uma das entradas do conector.

O diâmetro máximo do fio-guia não deve ser superior a 0.89 mm = 0.035 polegadas.

O balão está revestido com o fármaco Paclitaxel, incluído numa matriz fisiologicamente inócuia. A dose do fármaco é 3 microgramas / mm² de superfície do balão e a sua finalidade é de evitar a proliferação celular, o que faz diminuir a taxa de reintervenções.

A liberação do fármaco desde o balão realiza-se por meio da insuflação rápida para que uma dose elevada do fármaco seja liberada em muito pouco tempo. Para o fármaco alcançar até à parede arterial, o tempo da insuflação deve estar compreendido entre os 30 segundos e 1 minuto, mas a dilatação da lesão pode ser optimizada se são utilizados períodos de insuflação mais longos, segundo o melhor juízo do operador.

O comprimento útil do cateter é de 80 cm ou 140 cm, dependendo da referência.

O cateter balão apresenta os seguintes diâmetros e comprimentos de balão:

		DIÂMETRO DO BALÃO (mm)		
		5	6	7
COMPRIMENTO DO BALÃO (mm)	20	X	X	X
	40	X	X	X
	60	X	X	X
	80	X	X	X
	120	X	X	X
	150	X	X	

O balão está pré-determinado para alcançar diferentes diâmetros a diferentes pressões (segundo a curva de dilatação inclusa na embalagem principal).

Para insuflar o balão é preciso conectar à entrada de insuflado do conector uma seringa com manômetro. Com a pressão marcada pelo manômetro insufla-se o balão a diâmetros controláveis. A ambos os extremos do balão incluem-se dois marcadores radiopacos com o objetivo de delimitar o seu comprimento, e ainda ajudar o operador a saber o lugar em que se encontra quando o dispositivo está no interior do paciente.

No extremo distal, encontra-se a ponta, de forma redonda e atraumática para evitar danos nas artérias durante o avanço.

Conteúdo

- Um cateter balão de dilatação OTW com liberação de Paclitaxel, revestido por um protetor sobre o balão e introduzido num dispensador e embalagem estéril.
- Um cartão com a curva de distensibilidade indicando a pressão de inflação nominal e a pressão máxima recomendada;
- Um folheto de instruções de uso.

**INSTRUÇÕES DE USO
CATETER BALÃO DE DILATAÇÃO PERIFÉRICO COM LIBERAÇÃO
DE PACLITAXEL PARA FIO-GUIA DE 0.035"**

PT

2. Indicações

O dispositivo recomenda-se para a dilatação de estenoses localizadas nas artérias ilíaca, femoral, iliofemoral, poplítea, infra-poplîteas e renais, e ainda para o tratamento de lesões obstrutivas de fistulas arteriovenosas originárias ou artificiais, de diâmetros entre 5 mm e 7 mm e comprimentos desde 20 mm até 150 mm. Recomenda-se também para a pos-dilatação do stent no sistema vascular periférico.

3. Contra-indicações

Impossibilidade do fio-guia atravessar a lesão.

Não deve ser utilizado em gestantes, lactantes ou pacientes com conhecida hipersensibilidade ao paclitaxel.

4. Advertências

- O dispositivo deve ser usado por médicos com experiência e que conheçam a técnica da angioplastia transluminal percutânea (ATP).
- A intervenção percutânea deve ser realizada em hospitais equipados com meios de emergência para realizar operações de cirurgia aberta ou em hospitais com fácil acesso a outros hospitais que possam realizar esta cirurgia.
- O produto é de USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR. Não deve ser esterilizado novamente nem reutilizar-se uma vez terminado o procedimento. A reutilização do produto em outro paciente pode causar contaminação cruzada, infecções ou transmissão de doenças infecciosas de um paciente para outro. A reutilização do produto pode causar alterações do mesmo e limitar a sua eficácia.
- O produto é fornecido estéril. Ver a data de validade e não usar produtos que tenham ultrapassado a data de validade.
- Iinspecionar a embalagem antes de abri. Caso encontre algum defeito ou se a embalagem estiver danificada, elimine o produto.
- Utilize técnicas assépticas quando retirar o produto da embalagem principal.
- Escolher o diâmetro do balão em função do diâmetro da artéria a tratar. Não introduzir um balão cujo diâmetro seja superior ao da artéria a tratar.
- Não tocar diretamente o balão com as mãos nem secar com gásse; isto pode provocar que o revestimento com o fármaco se desprenda.
- Não expor o produto a solventes orgânicos como o álcool, nem mesmo a meios de contraste não concebidos para o uso intravascular.
- Não usar ar nem meios gasosos para inflar o balão.
- Avançar o produto sobre o fio-guia com visão de fluoroscopia. Não permitir o avanço do produto sem o fio-guia no seu interior.
- Não manipular, avançar ou retrair o cateter nem o fio-guia, quando o balão estiver inflado.
- Se for necessária uma pos-dilatação depois da utilização do produto, esta deve ser feita com um balão de dilatação convencional sem fármaco, pois não se pode utilizar mais de um balão com fármaco para dilatar um mesmo segmento de vaso.
- Não é possível inserir stents com eluição de fármacos no mesmo segmento de vaso que foi tratado antes com o balão com fármaco, pois pode sobrevir sobre dose ou interação entre os princípios ativos.
- Os estudos *in vitro* e *in vivo* já publicados provam o efeito mutagênico do Paclitaxel. Ainda não foi estudado o risco potencial de carcinogênese. Os estudos *in vivo* já publicados provam o efeito teratogênico; por isso este produto não deve ser utilizado em mulheres grávidas.

5. Precauções

- Administrar ao paciente a terapia médica adequada: anticoagulantes, vasodilatadores, etc, de acordo com o protocolo de inserção de cateteres intravasculares.
- Antes do seu uso, comprovar o tamanho e adequação do cateter ao uso destinado.

INSTRUÇÕES DE USO
CATETER BALÃO DE DILATAÇÃO PERIFÉRICO COM LIBERAÇÃO
DE PACLITAXEL PARA FIO-GUIA DE 0.035"

- Utilizar o produto com precaução em lesões complexas, pois a natureza abrasiva de tais lesões pode danificar o revestimento com fármaco. Aconselha-se nestes casos dilatar antes a lesão com um balão convencional sem fármaco.
- Ter o máximo cuidado quando o dispositivo é tirado da embalagem e quando é passado através da válvula de hemostasia, de modo a garantir que o revestimento com fármaco não seja danificado.
- Proceda com extremo cuidado para não danificar o cateter no seu avanço.
- O balão deve ser inflado com uma mistura de solução salina e líquido de contraste (preferencialmente 50/50 ainda que possa diminuir a proporção de líquido de contraste em balões de tamanho grande).
- Não exceder a pressão máxima recomendada (RBP) dado que o balão poderá romper-se.
- Se durante o avanço, se notar alguma resistência, parar o avanço e determinar a causa antes de continuar.
- Se notar resistência na retirada do cateter, recomenda-se retirar o cateter balão, o fio-guia e o introdutor como uma única unidade.
- Armazenar num lugar fresco e seco, sem incidência de luz solar direta.
- Após o seu uso, este produto pode representar um perigo biológico. Manipule-o e elimine-o conforme as práticas médicas praticadas, e de acordo com as leis e normas locais, estaduais ou federais pertinentes.

6. Possíveis efeitos adversos / complicações

Entre os possíveis efeitos adversos e/ou complicações que se podem manifestar antes, durante ou depois do procedimento, encontram-se:

- Morte
- Icto / embolia / trombose
- Deterioração hemodinâmica
- Recoil elástico agudo
- Arritmias
- Aneurisma ou seudoaneurisma
- Infecções
- Oclusão total da artéria
- Reoclusão da zona tratada: re-estenose
- Espasmo
- Perfuração ou dissecção da zona tratada
- Fístula arteriovenosa
- Hemorragia local com hematoma na zona de acesso
- Hipo/hipertensão
- Reacção alérgica ou imunológica ao fármaco
- Câmbios histológicos na parede arterial

7. Interacção farmacológica

Ainda não foram estudadas as possíveis interações do paclitaxel com outros medicamentos ministrados simultaneamente. As interações com medicamentos utilizados no tratamento antineoplásico estão descritas na ficha técnica do paclitaxel, mas, atendendo a que a quantidade de paclitaxel no revestimento do balão é aproximadamente umas centésimas partes da quantidade normalmente utilizada no tratamento antineoplásico, é pouco provável que ele tenha interações com outros fármacos.

Contudo, é preciso se ter precaução quando são ministrados simultaneamente substratos CYP3A4 ou CYP2C8 (tais como terfenadina, ciclosporina, lovastatina, midazolam e ondansetron) ou fármacos com PPB (união a proteínas do plasma) elevada.

**INSTRUÇÕES DE USO
CATETER BALÃO DE DILATAÇÃO PERIFÉRICO COM LIBERAÇÃO
DE PACLITAXEL PARA FIO-GUIA DE 0.035"**

PT

8. Instruções de uso

8.1 Equipamento necessário

- Solução salina normal heparinizada
- Meio de contraste (utilizar meios de contraste indicados para uso intravascular)
- Fio-guia de 0.035", não usar outros tamanhos de fio-guia
- Introdutor com válvula hemostática do tamanho indicado na etiqueta. Não usar tamanhos inferiores que poderiam danificar o cateter. Se utilizar um introdutor de mais de 25 cm de comprimento ou de configuração em malha, poderá ser necessário aumentar o tamanho do mesmo para evitar fricção do cateter.
- Toneira de três vias
- Dispositivo de inflação (bomba manual com manômetro incluso)
- Várias seringas standard de 10-20 cc com solução salina para lavagem do sistema

8.2 Preparação do cateter

- Se houver oclusão total ou lesões muito calcificadas, recomenda-se dilatar antes a lesão com um balão convencional sem fármaco.
- Tirar o cateter do dispensador de proteção. Verificar que o tamanho é o apropriado. Extrair suavemente a bainha de proteção do balão.
- Prender uma seringa de 10 ml que contenha uma solução salina estéril na ponta de entrada do fio-guia (parte reta do conector), e irrigar o lúmen até que o líquido saia pela ponta.
- Retire o ar de todo o sistema.
 - Acoplar uma toneira de três vias à passagem do líquido de contraste (parte angular do conector).
 - Fechar a passagem de ar através do balão.
 - Acoplar uma seringa de 10-20 ml com uma terça parte de solução salina à toneira de três vias.
 - Abrir a ligação da toneira de três vias entre a seringa e o cateter.
 - Com a seringa na posição vertical, puxar o êmbolo para cima permitindo que saiam as bolhas de ar do líquido.
 - Quando já não entrarem mais bolhas, fechar a toneira de três vias na parte do cateter e retirar a seringa.

PERIGO: se as bolhas persistirem do cateter para a seringa depois de 3 minutos a pressão negativa, pode ser um claro sintoma de que o cateter balão apresenta perdas, está danificado ou as ligações seringa-toneira de três vias não são estanques. Se após verificar as ligações, continuam a surgir bolhas de ar, não utilize este dispositivo. Devolva o dispositivo ao fabricante ou distribuidor para verificação.

8.3 Técnica de inserção / tratamento

- Colocar a guia de 0.035 " através da lesão de acordo com as técnicas de ATP, auxiliado por técnicas de fluoroscopia para determinar a posição em cada momento.
- Inserir o extremo proximal do fio-guia na ponta distal do cateter de balão.
- Fazer avançar com cuidado o cateter balão sobre o fio-guia, através do cateter guia e sob ajuda da fluoroscopia, até atingir a zona a tratar. Deve-se ter muito cuidado ao passar o cateter balão através da toneira de hemostase, para não alterar o revestimento com fármaco. Caso o cateter balão não puder ser situado no interior da lesão, dilatá-la com um balão convencional sem fármaco, de tamanho menor.
- Ligue o dispositivo de inflação (com 1/3 da sua capacidade cheia de mistura líquido de contraste: solução salina), à toneira de três vias, e permita a passagem entre balão e dispositivo de inflação.
- Exercer pressão sobre o dispositivo de inflação para que o balão infla. Não ultrapassar a pressão máxima recomendada (RBP) na etiqueta e curva de dilatação.

INSTRUÇÕES DE USO
CATETER BALÃO DE DILATAÇÃO PERIFÉRICO COM LIBERAÇÃO
DE PACLITAXEL PARA FIO-GUIA DE 0.035"

- Manter pressão durante 30-60 segundos, para a libertação óptima do fármaco. A maior parte do fármaco é libertada nos primeiros 30 segundos, mas, para fazer óptima a dilatação da lesão, pode-se utilizar tempos de insuflação superiores a um minuto, segundo o melhor juízo do operador.
- Retirar o êmbolo do dispositivo de inflação até atrás para desinflar o balão. Manter a pressão negativa entre 20 e 60 segundos dependendo do tamanho do balão. Garantir que o balão desinflou completamente (mediante fluoroscopia) antes de mover o cateter.
- Com pressão negativa no dispositivo de inflação e com o fio-guia em posição, retirar cuidadosamente o cateter até que saia através do introdutor.
- Extrair o fio-guia
- Deve-se ministrar terapia antiplaquetária dupla durante um tempo mínimo de 4 semanas depois da intervenção. Contudo, pode-se estender o tratamento segundo o melhor juízo do operador.

9. Garantia

O produto e todos os seus componentes foram projectados, fabricados, ensaiados e postos em embalagem com um nível máximo de medidas de precaução. LVD Biotech garante o produto até o seu prazo de validade, sempre que não se encontrar com embalagens rompidas, manuseadas ou danificadas.

SÍMBOLOS HARMONIZADOS PARA ETIQUETAGEM DE PRODUTOS SANITÁRIOS
(NORMA EN 980:2008)



Referência catálogo



Nº lote



Data de validade



Manten afastado da luz solar



Fabricante



Esterilizado com óxido etileno



Limitação T° conservação



Manten seco



Consultar as instruções de utilização



Não reutilizar



Não re-esterilizar



Não utilizar se a embalagem estiver danificada

**ISTRUZIONI PER L' USO
CATETERE A PALLONCINO DI DILATAZIONE PERIFERICA, CON RILASCIO
DI PACLITAXEL, PER FILO GUIDA DI 0.035"**

1. Descrizione del prodotto

Il catetere a palloncino di dilatazione con rilascio di Paclitaxel è un catetere coassiale (a doppio lume dal connettore alla punta, chiamato anche OTW), disegnato per angioplastiche transluminali percutanee di arterie periferiche.

Il catetere ha un corpo coassiale a doppio lume dal connettore alla punta.

Nella parte distale del catetere, prima della punta, si trova il palloncino con il farmaco o segmento gonfiabile che dilata l'arteria mediante iniezione di liquido di contrasto all'interno. Il connettore ha la forma di "Y" e presenta due raccordi:

Il raccordo laterale, collegato al lume più piccolo del corpo del catetere, consente l'entrata di liquido di contrasto per dilatare il palloncino.

Il raccordo retto è quello attraverso cui passa il filo guida. Il filo guida s'introduce nel raccordo del connettore e attraversando il lume più grande, fuoriesce dalla punta del catetere per portarlo fino al sito della lesione. Vi è un lume di passaggio dello filo guida e un lume di passaggio del liquido di contrasto, in collegamento diretto con ognuna delle porte del connettore.

Il diametro massimo dello filo guida non deve superare lo 0,89 mm = 0,035 pollici.

Il palloncino è rivestito con farmaco Paclitaxel, contenuto in una matrice fisiologicamente innocua. La dose di farmaco è di 3 microgrammi/mm² di superficie di palloncino e il suo scopo è quello di evitare la proliferazione cellulare, con la conseguente diminuzione del tasso di interventi successivi.

Il rilascio del farmaco dal palloncino avviene mediante un rapido gonfiaggio in modo tale che un'alta dose di farmaco è rilasciata in un periodo di tempo molto breve. Affinché il farmaco sia rilasciato nella parete arteriosa, la fase di gonfiaggio deve durare tra 30 secondi e 1 minuto, ma si può ottimizzare la dilatazione della lesione utilizzando tempi più lunghi di gonfiaggio a giudizio dell'operatore.

La lunghezza utile del catetere è di 80 cm o 140 cm a seconda della referenza.

Il dispositivo presenta i seguenti diametri e lunghezze del palloncino:

		DIAMETRI DEL PALLONCINO (mm)		
		5	6	7
LUNGHEZZA DEL PALLONCINO (mm)	20	X	X	X
	40	X	X	X
	60	X	X	X
	80	X	X	X
	120	X	X	X
	150	X	X	

Il palloncino è realizzato per raggiungere diversi diametri a differenti pressioni (secondo la curva di compliance inclusa nella confezione principale).

Per gonfiare il palloncino, il connettore deve essere collegata ad un dispositivo di gonfiaggio (siringa) dotato di manometro. Il diametro del palloncino gonfiato è relativo alla pressione indicata sul manometro come riportato nella tabella. Due marker radiopachi sono posizionati alle estremità del palloncino ne definiscono la lunghezza e consentono all'operatore di vedere il catetere mentre è all'interno del paziente durante la fluoroscopia.

Sull'estremo distale la punta è di forma arrotondata e atraumatica per evitare di lesionare le arterie durante l'avanzamento.

Contenuto

- Un catetere a palloncino di dilatazione OTW a rilascio di Paclitaxel, una protezione copre il palloncino e un mandrino protegge il lume interno. Il tutto è inserito in un involucro protettivo per evitare danni al catetere e imballato in una busta sterile.
- Una scheda con la curva di compliance riporta la pressione di gonfiaggio nominale e la pressione mas-

**ISTRUZIONI PER L' USO
CATETERE A PALLONCINO DI DILATAZIONE PERIFERICA, CON RILASCIO
DI PACLITAXEL, PER FILO GUIDA DI 0.035"**

sima consigliata.

- Un foglietto con le istruzioni d'uso

2. Indicazioni d'uso

Il dispositivo è indicato per la dilatazione di stenosi delle arterie iliache, femorali, iliofemorali, poplitee, infrapoplitee e renali, nonché per il trattamento di lesioni occlusive di fistole arteriovenose originali o artificiali, che si presentino con diametri tra 5 e 7 mm e lunghezze da 20 fino a 150 mm. E' indicato inoltre per la post-dilatazione degli stent nel sistema vascolare periferico

3. Controindicazioni

Impossibilità del filo guida di attraversare la lesione.

Non applicare a donne gravidate, neonati o pazienti con nota ipersensibilità al paclitaxel.

4. Avvertenze

- Il dispositivo deve essere utilizzato da medici esperti che conoscano la tecnica dell'angioplastica percutanea transluminale (ATP).
- L'intervento percutaneo deve essere realizzato in ospedali attrezzati con mezzi d'emergenza per effettuare interventi di chirurgia invasiva o in ospedali con facile accesso ad altri strutture ospedaliere in cui realizzare tali interventi.
- Il prodotto è monouso. Non deve essere risterilizzato né riutilizzato una volta che la procedura è stata completata. Il riutilizzo del prodotto su un altro paziente può causare contaminazione crociata, infezioni o trasmissione di malattie infettive da un paziente all'altro. Il riutilizzo del prodotto può provocare alterazioni dello stesso e limitarne l'efficacia.
- Il prodotto è fornito sterile. Controllare la data di scadenza e non utilizzare prodotti che abbiano oltrepassato tale data.
- Ispezionare la confezione prima di aprirla. Se si riscontra qualche difetto o la confezione è danneggiata, non usare il prodotto
- Adottare tecniche aseetiche quando il prodotto viene estratto dalla confezione principale.
- Scegliere il diametro del palloncino in funzione del diametro dell'arteria da trattare. Non introdurre un palloncino il cui diametro sia superiore a quello dell'arteria da trattare.
- Non manipolare direttamente con le dita il palloncino e non asciugarlo con garze. Ciò potrebbe provare il distacco del rivestimento col farmaco.
- Non esporre il prodotto all'azione di solventi organici, quale ad esempio, l'alcool né a mezzi di contrasto non indicati per l'uso intravascolare .
- Non usare aria né mezzi gassosi per gonfiare il palloncino.
- Far avanzare il dispositivo sul filo guida sotto controllo fuoroscopico. Non permettere l'avanzamento del dispositivo senza il filo guida al suo interno.
- Non maneggiare, far avanzare o ritirare il catetere né il filo guida quando il palloncino è gonfio.
- Se fosse necessaria una postdilatazione dopo l'utilizzo del prodotto, la stessa dovrà eseguirsi con un palloncino di dilatazione convenzionale senza farmaco poiché non si può dilatare lo stesso segmento di vaso con più di un palloncino a rilascio di farmaco.
- Non si possono impiantare stent a rilascio di farmaco nello stesso segmento previamente trattato con il palloncino con farmaco poiché si può verificare un souradosaggio o interazione tra i principi attivi.
- Gli studi in vitro e in vivo pubblicati dimostrano l'effetto mutagenico del Paclitaxel. Non è stato studiato il potenziale rischio di carcinogenesi. Gli studi in vivo pubblicati ne dimostrano l'effetto teratogenico, quindi, si consiglia di non applicare questo prodotto a donne gravidate.

5. Precauzioni

- Somministrare al paziente la terapia medica adeguata: anticoagulanti, vasodilatatori, ecc. secondo il protocollo di inserimento di cateteri intravascolari.
- Prima dell'utilizzo, verificare la misura e l'adeguatezza del catetere per l'uso previsto.

**ISTRUZIONI PER L' USO
CATETERE A PALLONCINO DI DILATAZIONE PERIFERICA, CON RILASCIO
DI PACLITAXEL, PER FILO GUIDA DI 0.035"**

- Utilizzare il prodotto con precauzione nelle lesioni complesse poiché la loro natura abrasiva può alterare il rivestimento con farmaco. In questi casi si consiglia di predilatarsi la lesione con un palloncino convenzionale senza farmaco.
- Procedere con estrema attenzione durante l'estrazione del dispositivo dall'imballaggio e la fase di passaggio attraverso la valvola emostatica per non danneggiare il rivestimento con farmaco.
- Procedere con estrema attenzione per non danneggiare il catetere durante l'avanzamento.
- Il palloncino deve essere gonfiato con una miscela di soluzione fisiologica e liquido di contrasto (preferibilmente 50/50, nonostante si possa diminuire la proporzione del liquido di contrasto in palloncini di grande misura).
- Non superare la pressione massima consigliata (RBP) poiché il palloncino potrebbe scoppiare.
- Se durante l'avanzamento si nota qualche resistenza, arrestare l'avanzamento e determinare la causa prima di continuare.
- Se si riscontra resistenza durante la rimozione del catetere, si consiglia di estrarre il catetere a palloncino, il filo guida e l'introduttore come una singola unità.
- Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta.
- Dopo l'utilizzo, il prodotto può costituire un pericolo biologico. Maneggiare e smaltire il prodotto secondo le prassi mediche accettate e in conformità con le leggi e normative locali, statali e regionali in materia.

IT

6. Possibili effetti negativi / complicazioni

Tra i possibili effetti negativi e/o complicazioni che si possono manifestare prima, durante o dopo la procedura, si elencano:

- Decesso
- Ictus / embolia / trombosi
- Deterioramento emodinamico
- Recoil elastico acuto
- Aritmie
- Aneurisma o pseudo-aneurisma
- Infezioni
- Occlusione totale dell'arteria
- Ri-occlusione della zona trattata: ristenosì
- Spasmi
- Perforazione o dissecazione della zona trattata
- Fistola artero-venosa
- Emorragia locale con ematoma nella zona di accesso
- Hipotensione/hipertensione
- Reazione allergica o immunologica al farmaco
- Alterazioni istologiche nella parete arteriosa

7. Interazione farmacologica

Non sono state studiate le possibili interazioni del paclitaxel con i medicamenti somministrati in modo concomitante. Le interazioni con farmaci utilizzati nel trattamento antineoplastico sono descritte nella scheda tecnica del paclitaxel, comunque, se consideriamo che la quantità di paclitaxel sulla superficie del palloncino corrisponde appena a qualche centesima parte della quantità solitamente usata nel trattamento antineoplastico, si ritiene poco probabile che ci siano interazioni con altri farmaci.

Nonostante ciò, si deve procedere con cautela alla somministrazione concomitante di substrati CYP3A4 o CYP2C8 (come terfenadina, ciclosporina, lovastatina, midazolam e ondasetron) o farmaci a PPB (unione a proteine del plasma) elevata.

**ISTRUZIONI PER L' USO
CATETERE A PALLONCINO DI DILATAZIONE PERIFERICA, CON RILASCIO
DI PACLITAXEL, PER FILO GUIDA DI 0.035"**

8. Istruzioni d'uso

8.1 Materiali necessari

- Soluzione fisiologica eparinizzata.
- Mezzo di contrasto (utilizzare mezzi di contrasto indicati per uso intravascolare)
- Filo guida di 0.035", non usare altre misure di filo guida
- Introduttore con valvola emostatica della misura indicata sull'etichetta. Non usare misure inferiori perché potrebbero danneggiare il catetere. Se si utilizza un introduttore di lunghezza superiore ai 25 cm o armato, potrebbe essere necessario aumentare la misura dello stesso per evitare sfregamenti del catetere.
- Rubinetto a tre vie
- Dispositivo di gonfiaggio (pompa manuale dotata di manometro)
- Varie siringhe standard di 10-20 cc con soluzione salina per il lavaggio del sistema

8.2 Preparazione del catetere

- Lesioni strette o molto calcificate devono essere predilatate con un palloncino convenzionale senza farmaco
- Estrarre il catetere dall'involucro protettivo. Accertarsi che la misura sia adeguata. Rimuovere delicatamente la guaina di protezione e il mandrino dal palloncino.
- Collegare una siringa da 10 ml contenente una soluzione salina sterile alla porta di passaggio dello filo guida (parte coassiale del connettore) e irrigare il lume finché il liquido fuoriesca dalla punta.
- Far fuoriuscire tutta l'aria dal sistema.
 - Collegare un rubinetto a tre vie alla porta di passaggio del liquido di contrasto (parte laterale del connettore).
 - Chiudere il passaggio d'aria attraverso il palloncino.
 - Collegare una siringa da 10-20 ml riempita per un terzo di soluzione salina al rubinetto a tre vie.
 - Aprire il collegamento del rubinetto a tre vie tra la siringa e il catetere.
 - Con la siringa in posizione verticale tirare lo stantuffo verso l'alto affinché tutta l'aria esca dal dispositivo.
 - Al termine dell'uscita delle bolle, chiudere il rubinetto a tre vie nella parte del catetere e staccare la siringa.

PERICOLO: se dopo 3 minuti di pressione negativa continuano a passare bolle dal catetere alla siringa, può essere un chiaro segnale che il catetere a palloncino abbia fughe, sia rotto o le connessioni siringa-rubinetto a tre vie non siano stagne. Se dopo aver controllato le connessioni continuano a esserci bolle, non utilizzare il prodotto. Restituire il dispositivo al produttore o al distributore per il controllo.

8.3 Tecnica di inserimento / trattamento

- Posizionare il filo guida a 0,035 attraverso la lesione secondo le tecniche di PTA, sotto controllo fluoroscopico per determinarne la posizione in qualsiasi momento.
- Inserire l'estremo prossimale della guida nella punta distale del catetere a palloncino.
- Fare avanzare con cautela il catetere a palloncino sul filo guida, attraverso il catetere guida e con l'aiuto della fluoroscopia, fino a raggiungere la zona da trattare. Avere speciale cautela durante il passaggio del catetere a palloncino attraverso la valvola emostatica in modo da evitare alterazioni sul rivestimento con farmaco. Qualora il catetere a palloncino scelto non possa essere posizionato all'interno della lesione, sarà necessario scegliere un palloncino convenzionale senza farmaco di dimensioni minori per predilatare la lesione.
- Collegare il dispositivo di gonfiaggio (riempito per 1/3 della sua capacità con una miscela di liquido di contrasto: soluzione salina), al rubinetto a tre vie, permettendo il passaggio tra il palloncino e il dispositivo di gonfiaggio.

**ISTRUZIONI PER L' USO
CATETERE A PALLONCINO DI DILATAZIONE PERIFERICA, CON RILASCIO
DI PACLITAXEL, PER FILO GUIDA DI 0.035"**

- Applicare pressione sul dispositivo di gonfiaggio affinché il palloncino si gonfi. Non superare la pressione massima consigliata (RBP) indicata sull'etichetta e sulla curva di compliance.
- Mantenere la pressione durante 30-60 secondi per conseguire l'ottimo rilascio del farmaco. La maggior parte del farmaco viene rilasciata durante i primi 30 secondi di gonfiaggio. Comunque, per ottimizzare la dilatazione della lesione è possibile utilizzare tempi di gonfiaggio superiori ad un minuto, a giudizio dell'operatore.
- Ritirare indietro lo stantuffo del dispositivo di gonfiaggio per sgonfiare il palloncino. Mantenere la pressione negativa tra 20 e 60 secondi a seconda della dimensione del palloncino. Accertarsi che il palloncino si sia sgonfiato completamente (tramite fluoroscopia) prima di rimuovere il cattetere.
- Con pressione negativa sul dispositivo di gonfiaggio e con il filo guida in posizione, ritirare con cautela il cattetere fino a estrarlo attraverso l'introduttore.
- Estrarre il filo guida.
- Si deve applicare doppia terapia anticoagulante almeno durante le 4 settimane posteriori all'intervento. Il trattamento può essere prolungato a giudizio dell'operatore.

9. Garanzia

Il prodotto e tutti i componenti del kit sono progettati, fabbricati, collaudati e confezionati con tutte le massime precauzioni. LVD Biotech garantisce il dispositivo fino alla sua data di scadenza purché la confezione non sia rotta, manipolata o danneggiata

IT

SIMBOLI ARMONIZZATI PER L'ETICHETTATURA DI DISPOSITIVI MEDICI (NORMA EN 980:2008)

Referenza catalogo



Nº lotto



Data di scadenza



Tenere al riparo dalla luce solare



Produttore



Sterilizzato con ossido di etilene



Limite temperatura di conservazione



Mantenere asciutto



Consultare le istruzioni d'uso



Non riutilizzare



Non ri-sterilizzare



Non utilizzare se la confezione è danneggiata

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION
CATHÉTER BALLONNET DE DILATATION PÉRIPHÉRIQUE, AVEC LIBÉRATION
DE PACLITAXEL, POUR FIL GUIDE DE 0.035"**

1. Description du produit

Le cathéter ballonnet de dilatation avec libération de Paclitaxel est un cathéter à double conduit depuis le connecteur à la pointe, aussi appelé OTW, dessiné pour angioplasties transluminales percutanées d'artères périphériques.

Le cathéter présente une structure à double conduit depuis le connecteur jusqu'à la pointe.

Dans la partie distale du cathéter, avant l'extrémité, se trouve le ballonnet avec médicament ou segment gonflable à différentes pressions dilatant l'artère lorsqu'il est gonflé avec infusion de liquide de contraste dans l'intérieur. Le connecteur a la forme de "Y" et présente deux pattes d'entrée.

- La patte latérale , qui se raccorde à la lumière plus petite du corps du cathéter , permet l' entrée du liquide de contraste pour dilater le ballonnet.
- La patte droite est la pate de passage de fil guide-Le fil guide s'introduit dans la patte d' entrée du connecteur et en traversant le conduit le plus grand, sort à travers la pointe du cathéter, pour l'amener au lieu de la lésion.

De plus, il existe un conduit de passage du guide, et un conduit de passage du produit de contraste vers le ballonnet, en raccordement direct avec chacune des voies du collecteur.

Le diamètre maximum du guide ne doit pas dépasser 0,89 mm, soit 0,035 pouce.

Le ballonnet est recouvert du médicament Paclitaxel, compris dans une matrice physiologiquement inoffensive. Le dosage de médicament est de 3 microgrammes/mm² de surface du ballonnet et son objectif est celui d'éviter la prolifération cellulaire, en réduisant par conséquent les taux de ré-intervention.

La libération du médicament à partir du ballonnet se réalise par le biais d'un gonflement rapide de manière à libérer une dose élevée de médicament dans une période de temps très courte. Pour que le médicament puisse se libérer à la paroi artérielle, la durée du gonflage doit se situer entre 30 secondes et une minute, mais on peut optimiser la dilatation de la lésion utilisant des temps de gonflement plus prolongés à discré-tion de l'opérateur

La longueur utile du cathéter est de 80 cm ou 140 cm, en fonction de la référence.

Les différents diamètres et longueurs de ballonnet du cathéter sont les suivants:

LONGUEUR DU BALLONNET (mm)	DIAMÈTRES DU BALLONNET (mm)		
	5	6	7
20	X	X	X
40	X	X	X
60	X	X	X
80	X	X	X
120	X	X	X
150	X	X	

Le ballonnet est pré-configuré pour atteindre différents diamètres selon les différentes pressions (confor-mément à la courbe de compliance figurant sur l'emballage primaire).

Pour gonfler le ballonnet, il faut raccorder à la patte de gonflage du raccord une seringue dotée d'un manomètre. Avec la pression indiquée par le manomètre le ballonnet se gonfle aux diamètres prédictibles. Aux deux extrémités du ballonnet , se trouvent deux marqueurs radiopaques dans le but de délimiter leur lon-gueur ainsi que d'aider l'utilisateur à connaître l'endroit où il se trouve lorsqu'il est à l'intérieur du patient.

La pointe se trouve à l'extrémité distale, de forme ronde et sécuritaire, pour éviter toute lésion au niveau des artères pendant l'avancée.

Contenu

- Un cathéter ballonnet de dilatation OTW avec libération de paclitaxel, couvert par un protecteur sur le ballonnet et introduit dans un dispensateur et bourse stérile

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
CATHÉTER BALLONNET DE DILATATION PÉRIPHÉRIQUE, AVEC LIBÉRATION
DE PACLITAXEL, POUR FIL GUIDE DE 0.035"

- Une carte avec la courbe de compliance indiquant la pression de gonflage nominale et la pression de rupture
- Un mode d'emploi.

2. Indications

Le dispositif est indiqué pour dilater des sténoses localisées dans les artères iliaque, fémorale, iliofémorale, poplitée, infrapoplitées et rénales, ainsi que pour le traitement de lésions obstructives de fistules artéio-veineuses originaux ou artificielles, se présentant avec des diamètres entre 5 et 7 mm et des longueurs de 20 à 150 mm. Il est aussi indiqué pour la postdilatation du stent dans le système vasculaire périphérique.

3. Contre-indications

Impossibilité du guide de traverser la lésion.

Défense d'utiliser chez des femmes enceintes ou allaitant ni chez des patients ayant hypersensibilité connue au paclitaxel.

4. Mises en garde

- Le dispositif doit être utilisé par des médecins expérimentés et familiarisés avec la technique de l'angioplastie transluminale percutanée (ATP).
- L'intervention percutanée doit être effectuée dans des hôpitaux disposant de moyens d'urgence pour réaliser des opérations de chirurgie ouverte ou dans des hôpitaux disposant d'un accès rapide vers d'autres hôpitaux pouvant réaliser cette chirurgie.
- Le produit est à usage unique. Il ne doit pas être re-stérilisé au terme de l'intervention. La réutilisation du produit sur tout autre patient peut provoquer une contamination croisée, des infections ou une transmission de maladies infectieuses d'un patient à l'autre. La réutilisation du produit peut provoquer des modifications de ce dernier et en limiter l'effectivité.
- Le produit est livré stérilisé. Vérifier la date d'expiration et ne pas utiliser des produits ayant dépassé cette date.
- Vérifier le bon état de l'emballage avant de l'ouvrir. En cas de défaut ou si l'emballage est endommagé, jeter le produit.
- Utiliser des techniques aseptiques pour retirer le produit de l'emballage primaire.
- Sélectionner le diamètre du ballonnet en fonction du diamètre de l'artère à traiter. Ne pas introduire un ballonnet dont le diamètre est supérieur à celui de l'artère à traiter.
- Il est défendu de toucher directement le ballonnet ni sécher avec des gaz, étant donné que cela peut provoquer la séparation du recouvrement avec médicament
- Il est défendu d'exposer le produit aux solvants organiques tel que l'alcool, ni aux moyens de contraste non indiqués à l'usage intravasculaire
- Ne pas utiliser d'air ni des milieux gazeux pour gonfler le ballonnet.
- Faire avancer le produit le long du guide avec un contrôle par fluoroscopie. Éviter absolument de faire avancer le produit sans le guide à l'intérieur.
- Lorsque le ballonnet est gonflé, ne pas manipuler, faire avancer ou reculer le cathéter ni le guide.
- Au cas où il s'avère nécessaire une post dilatation après l'utilisation du produit, celle ci devra se réaliser avec un ballonnet de dilatation conventionnel sans médicament, étant donné que le même segment de vase ne peut pas se dilater avec plus d'un ballonnet contenant de médicament.
- Des stents ayant élussé du médicament au même segment traité préalablement avec ballonnet contenant du médicament ne peuvent pas être implantés étant donné qu'une surdose ou interaction parmi les principes actifs peuvent se produire
- Les études publiées *in vitro* ou réels, démontrent l'effet mutagénique du Paclitaxel- Le potentiel risque de carcinogénèse n'a pas été étudié. Les études réelles publiées démontrent l'effet tératogénique , par conséquent l'utilisation du produits en femmes enceintes est à déconseiller.

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION
CATHÉTER BALLONNET DE DILATATION PÉRIPHÉRIQUE, AVEC LIBÉRATION
DE PACLITAXEL, POUR FIL GUIDE DE 0.035"**

5. Précautions

- Administrer au patient la thérapie médicale adaptée : anticoagulants, vasodilatateurs, etc. conformément au protocole d'insertion de cathéters intravasculaires.
- Avant d'utiliser le produit, vérifier les dimensions et que le cathéter est bien adapté à l'usage voulu.
- Utiliser avec précaution ce produit au cas de lésions compliquées étant donné le caractère abrasif de dites lésions peuvent altérer le recouvrement avec médicament. Il est souhaitable dans ces cas là prédilater préalablement la lésion utilisant un ballonnet conventionnel sans médicament.
- Il faut prendre grand soin lors de l'extraction du dispositif de son emballement et du transfert à travers la valve d'hémostase afin de garantir que le recouvrement avec médicament ne soit pas endommagé.
- Prendre toutes les précautions pour ne pas endommager le cathéter pendant son avancée.
- Le ballonnet doit être gonflé avec un mélange de sérum physiologique et de produit de contraste (de préférence selon la proportion 50/50, même si la proportion du produit de contraste peut être inférieure pour des ballonnets de grande taille).
- Ne pas dépasser la pression de rupture (RBP) car le ballonnet pourrait exploser.
- Si, pendant l'avancée, une résistance est détectée, interrompre l'avancée et en identifier la cause avant de continuer.
- Si une résistance est détectée pendant le retrait du cathéter, il est recommandé de retirer le cathéter à ballonnet, le guide et l'introducteur comme une seule pièce.
- Garder le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière solaire directe.
- Après utilisation, ce produit peut supposer un danger biologique. Manipulez-le et jetez-le conformément aux bonnes pratiques médicales et à la législation et normes régionales, nationales et fédérales en vigueur.

6. Possibles effets secondaires / complications

Les possibles effets secondaires et/ou complications pouvant survenir avant, pendant ou après l'intervention sont les suivants :

- Décès
- Ictus / embolie / thrombose
- Complication hémodynamique
- Recoil élastique aigu
- Arythmies
- Anévrisme ou pseudo-anévrisme
- Infections
- Occlusion totale de l'artère
- Ré-occlusion de la zone traitée : resténose
- Spasme
- Perforation ou dissection de la zone traitée
- Fistule artério-veineuse
- Hémorragie locale avec hématome au niveau de la zone d'accès
- hypo/hypertension
- Réaction allergique ou immunologique au médicament
- Changement histologiques dans la paroi arterielle

7. Interaction pharmacologique

On n'a pas étudié les interactions possibles du paclitaxel avec les médicaments administrés de manière concomitante. Les interactions avec des médicaments des niveaux utilisés dans le traitement antinéoplasique figurent en détail dans la fiche technique du paclitaxel mais, si l'on considère que la quantité de paclitaxel dans la surface du ballonnet correspond à quelques centième de la quantité utilisée normalement dans le traitement antinéoplasique, il est peu probable que d'interactions avec d'autres médicaments se produisent.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
CATHÉTER BALLONNET DE DILATATION PÉRIPHÉRIQUE, AVEC LIBÉRATION
DE PACLITAXEL, POUR FIL GUIDE DE 0.035"

Néanmoins, il faut faire attention au moment d'administrer de manière concomitante des soustrats CYP3A ou CYP2C8 (tel que terfenadine, cyclosporine, lovastatine, midazolam et ondasetron) ou des médicaments contenant PPB (union aux protéines du plasma) élevée.

8. Mode d'emploi

8.1 Équipement nécessaire

- Sérum Physiologique hépariné
- Produit de contraste (utiliser des produits de contraste indiqués pour usage intravasculaire)
- Guide de 0,035". Ne pas utiliser des guides d'une autre dimension.
- Introducteur avec vanne hémostatique de la taille figurant sur l'étiquette. Ne pas utiliser des tailles inférieures au risque d'endommager le cathéter. En cas d'utilisation d'un introducteur de plus de 25 cm de long ou de configuration en maillage, l'augmentation de la taille de ce dernier peut s'avérer nécessaire pour éviter tout frottement du cathéter.
- Robinet à trois voies
- Dispositif de gonflage (pompe manuelle avec manomètre inclus)
- Plusieurs seringues standards de 10-20 cc avec sérum physiologique pour le lavage du système.

8.2 Préparation du cathéter

- En cas d'occlusion totale ou de lésions très calcifiées, la dilatation au préalable de la lésion avec un ballonnet conventionnel sans médicament est recommandée.
- Enlever le cathéter du dispensateur de protection. Vérifier que la taille soit adéquate . Retirer doucement la gaine de protection du ballonnet.
- Raccorder la seringue de 10 ml contenant le sérum physiologique stérilisée à la patte de passage du guide (patte droit du collecteur), et irriguer le conduit jusqu'à ce que le produit de contraste ressorte par la pointe.
- Purger l'air de l'ensemble du système.
 - Raccorder un robinet à trois voies à la patte de passage du produit de contraste (patte biseautée du collecteur).
 - Bloquer le passage de l'air à travers le ballonnet.
 - Raccorder la seringue de 10-20 ml contenant un tiers de sérum physiologique au robinet à trois voies.
 - Ouvrir le collecteur du robinet à trois voies entre la seringue et le cathéter.
 - Avec la seringue en position verticale, retirer le piston vers le haut pour permettre l'évacuation des bulles d'air vers le produit de contraste.
 - Lorsque plus aucune bulle ne rentre, refermer le robinet à trois voies dans la partie du cathéter et retirer la seringue.

DANGER : si, après 3 minutes, des bulles continuent à passer depuis le cathéter vers la seringue sous pression négative, cela peut être dû au fait que le cathéter à ballonnet présente des fuites, qu'il est endommagé ou que les raccords seringue-robinet à trois voies ne sont pas étanches. Si après avoir vérifié les raccords, des bulles se produisent toujours, ne pas utiliser l'appareil. Retourner l'appareil au fabricant ou au distributeur en vue de son inspection.

8.3 Technique d'insertion / traitement

- Faire passer le guide de 0,035" à travers la lésion, en appliquant les techniques de l'ATP, avec l'aide de techniques de fluoroscopie pour connaître à tout moment la position.
- Insérer l'extrémité proximale du guide dans la pointe distale du cathéter à ballonnet.
- Faire avancer soigneusement le cathéter ballonnet sur le fil guide, à travers le cathéter guide et avec l'aide de fluoroscopie, jusqu'à atteindre la zone à traiter. Soyez particulièrement soigneux au moment de faire passer le cathéter ballonnet à travers le robinet d'hémostase afin de ne pas altérer le

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION
CATHÉTER BALLONNET DE DILATATION PÉRIPHÉRIQUE, AVEC LIBÉRATION
DE PACLITAXEL, POUR FIL GUIDE DE 0.035"**

recouvrement avec médicament. Au cas d'impossibilité de placer le cathéter ballonnet choisi dans l'intérieur de la lésion, choisir une taille inférieure d'un ballonnet conventionnel sans médicament pour pré dilater la lésion.

- Raccorder le dispositif de gonflage (rempli d'un tiers du mélange produit de contraste / sérum physiologique) au robinet à trois voies, et permettre le passage entre le ballonnet et le dispositif de gonflage.
- Exercer une pression sur le dispositif de gonflage pour gonfler le ballonnet. Ne pas dépasser la pression de rupture (RBP) figurant sur l'étiquette et sur la courbe de compliance.
- Maintenir la pression pendant 30-60 secondes pour atteindre une libération optimale du médicament. La plupart du médicament se libère dans les 30 premières secondes du gonflage mais, pour optimiser la dilatation de la lésion, il est possible d'utiliser des temps de gonflage supérieurs à 1 minute à discréction de l'opérateur.
- Retirer vers l'arrière le piston du dispositif de gonflage pour dégonfler le ballonnet. Maintenir la pression négative entre 20 et 60 secondes, en fonction de la taille du ballonnet. Vérifier que le ballonnet est complètement dégonflé (par fluoroscopie) avant de déplacer le cathéter.
- Avec une pression négative dans le dispositif de gonflage, et avec le guide en position, retirer avec précaution le cathéter jusqu'à l'extraire à travers l'introducteur.
- Retirer le guide.
- La thérapie antiplaquettaire double doit être administrée pendant 4 semaines minimum après l'intervention, cependant le traitement peut se prolonger à discréction de l'opérateur.

9. Garantie

Le produit ainsi que tous ses composants ont été conçus, fabriqués, testés et emballés conformément aux mesures maximaux de précaution. LVD Biotech garantit le produit jusqu'à la date d'échéance à condition que l'emballage ne soit pas déchiré, manipulé ou endommagé.

**PICTOGRAMMES HARMONISÉS POUR L'ÉTIQUETAGE DE PRODUITS SANITAIRES
(NORME EN 980:2008)**

 REF	 LOT		 Maintenir à l'abri de la lumière solaire
Référence catalogue	N° lot	Date d'expiration	
 Fabricant	 STERILE EO		 Garder au sec
Consulter la notice	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène	Limite de température de conservation	
	Ne pas réutiliser		
		Ne pas re-stériliser	Ne pas utiliser en cas d'emballage endommagé

GEBRAUCHSHINWEISE
PERIPHERER DILATATIONSBALLONKATHETER, MIT PACLITAXEL-FREISETZUNG,
FÜR 0,035"- FÜHRUNGSdraht

1. Beschreibung des Produktes

Beim Dilatationsballonkatheter mit Paclitaxel-Freisetzung handelt es sich um einen Doppellumen-Katheter (vom Anschluss bis zu der Spitze – auch OTW genannt), der für perkutane transluminale Angioplastie von kleinen peripheren Arterien entwickelt wurde.

Der Katheter hat einen Körper mit zwei Lumen vom Konnektor bis zur Spitze.

Im distalen Teil des Katheters, vor der Spitze, befindet sich der Ballon mit Medikament bzw. das bei unterschiedlichem Druck aufblasbare Segment, das die Arterie erweitert, wenn es durch Infusion von Kontrastmittel in sein Inneres aufgeblasen wird. Der Anschluss ist Y-förmig und hat zwei Eingangsporte:

- Der Seitenport, der mit dem kleineren Lumen des Katheterkörpers verbunden ist, ermöglicht den Eintritt des bei der Dilatation des Ballons verwendeten Kontrastmittels.
- Der gerade Port ist der Bewegungsbereich des Führungsdrähts. Der Führungsdräht wird in den Eingangsport des Anschlusses eingeführt, aus der Katheterspitze durch das größere Lumen herausgezogen und an den Läsionsbereich gebracht.

Es gibt sowohl ein Durchgangslumen für den Führungsdräht als auch ein Durchgangslumen zum Ballon für das Kontrastmittel, in direkter Verbindung mit jedem der Eingänge des Luers oder Konnektors.

Der maximale Durchmesser des Führungsdrähtes beträgt 0,89mm = 0,035 Zoll.

Der Ballon ist mit einer physiologisch harmlosen Matrix aus Paclitaxel beschichtet. Die Dosis beträgt drei Mikrogramm pro Quadratmillimeter Ballonfläche. Paclitaxel verhindert die Zellteilung und trägt zu einer konsequenten Verringerung der Wiedereingriffsrate bei.

Die Freisetzung des Medikaments aus dem Ballon erfolgt durch ein schnelles Aufblasen, wobei eine hohe Dosis des Arzneimittels in einem sehr kurzen Zeitraum freigesetzt wird. Damit das Medikament an die Arterienwand freigesetzt wird, soll die Dauer des Aufblasens zwischen 30 Sekunden und 1 Minute betragen; jedoch kann die Ausdehnung des beschädigten Bereiches durch längere Aufblaszeiten nach Ermessen des Operateurs optimiert werden.

Die Nutzlänge des Katheters beträgt 80 cm oder 140 cm je nach Referenznummer.

Der Ballonkatheter hat die folgenden Durchmesser und Längen:

LÄNGE DES BALLONS (mm)	DURCHMESSER DES BALLONS (mm)		
	5	6	7
20	X	X	X
40	X	X	X
60	X	X	X
80	X	X	X
120	X	X	X
150	X	X	

Die Einstellung des Ballons ermöglicht das Erreichen verschiedener Durchmesser bei unterschiedlichem Druck (gemäß der Dehnbarkeitskurve, die der Innenverpackung beiliegt).

Um den Ballon zu aufzudehnen, ist an den Inflationsansatz des Anschlusses eine Spritze anzuschließen, die wiederum an ein Manometer angeschlossen ist. Der Ballon wird durch den vom Manometer angezeigten Druck nach vorgegebenen Durchmessern aufgeblasen. An beiden Enden des Ballons gibt es jeweils eine röntgendiftiche Markierung, die seine Länge abgrenzt und dem Benutzer dazu hilft, den Innenbereich des Patienten zu erkennen, in dem er sich befindet.

Am distalen Ende befindet sich die Spitze, diese ist abgerundet und aträumatisch geformt, um eine Verletzung der Arterien bei der Einführung zu vermeiden.

Inhalt

- Ein OTW-Ballondilatationskatheter mit Paclitaxel-Freisetzung, der – mit einer Schutzkappe über dem Ballon versehen – in einem Schutzbehälter und einem sterilen Beutel verpackt ist.

GEBRAUCHSHINWEISE
PERIPHERER DILATATIONSBALLONKATHETER, MIT PACLITAXEL-FREISETZUNG,
FÜR 0,035"- FÜHRUNGSdraht

- Eine Karte mit der Dehnbarkeitskurve, die den Nominaldruck der Aufdehnung und den empfohlenen Maximaldruck angibt.
- Eine Broschüre mit Gebrauchshinweisen

2. Indikationen

Das Gerät ist zur Dilatation von Stenosen in den Becken-, Femoral-, Iliofemoral-, Popliteal-, Infrapopliteal- und Nierenarterien vorgesehen, sowie auch zur Behandlung obstruktiver Läsionen in nativen oder künstlichen arteriovenösen Fisteln, die mit Durchmessern zwischen 5 und 7mm und Längen von 20 bis 150 mm auftreten.

Es ist auch für die Nachdilatation des Stents in dem peripheren vaskulären System vorgesehen.

3. Kontraindikationen

Der Führungsdräht kann die Läsion nicht durchqueren.

Es ist nicht zu verwenden bei schwangeren Frauen oder stillenden Müttern oder bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Paclitaxel.

4. Warnhinweise

- Das Produkt ist nur von erfahrenen Ärzten zu verwenden, die mit der Technik der perkutanen transluminalen Angioplastie (PTA) vertraut sind.
- Der perkutane Eingriff ist in Krankenhäusern vorzunehmen, die für Notfälle zur Durchführung von Operationen mit offener Chirurgie ausgestattet sind oder in Krankenhäusern, von denen aus andere Krankenhäuser einfach erreichbar sind, in denen diese Art von Chirurgie durchgeführt werden kann.
- Dieses Produkt ist zur einmaligen Verwendung bestimmt. Es darf nicht erneut sterilisiert werden oder nach Ablauf des Eingriffes wieder verwendet werden. Die Wiederverwendung des Produktes an anderen Patienten kann zu Kreuzverschmutzung, Infektionen oder zur Übertragung von Infektionen von einem Patienten auf andere führen. Die Wiederverwendung des Produktes kann Veränderungen des Produktes hervorrufen und seine Wirksamkeit beeinträchtigen.
- Das Produkt wird in sterilem Zustand geliefert. Das Haltbarkeitsdatum ist zu überprüfen. Produkte mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum nicht verwenden.
- Vor dem Öffnen ist die Verpackung zu überprüfen. Bei Feststellung eines Fehlers oder bei beschädigter Verpackung ist das Produkt zu entsorgen.
- Beim Entfernen des Produktes aus der Innenverpackung ist aseptisch zu verfahren.
- Der Durchmesser des Ballons ist so zu wählen, dass er dem Durchmesser der zu behandelnden Arterie entspricht. Es darf kein Ballon eingeführt werden, dessen Durchmesser größer ist als die zu behandelnde Arterie.
- Den Ballon weder direkt berühren noch mit Gassen trocknen, denn dies kann zum Ablösen der mit Medikament versehenen Kappe führen.
- Das Produkt weder organischen Lösungsmitteln wie Alkohol noch Kontrastmitteln, die für den intravaskulären Gebrauch nicht indiziert sind, aussetzen.
- Niemals Luft oder gasförmige Medien zum Füllen des Ballons verwenden.
- Das Produkt ist über den Führungsdräht unter Durchleuchtung einzuführen. Ohne den Führungsdräht im Inneren darf das Produkt nicht eingeführt werden.
- Weder den Katheter noch den Führungsdräht bewegen, verschieben oder zurückziehen, wenn der Ballon gefüllt ist.
- Ist nach Anwendung des Produkts eine Nachdilatation notwendig, so ist diese mit einem Ballon für konventionelle Dilatation ohne Medikament durchzuführen, denn ein Gefäßabschnitt darf nicht mit mehr als einem einzigen Ballon mit Medikament dilatiert werden.
- Stents mit Medikamenten-Elution dürfen nicht in einen Abschnitt implantiert werden, der vorher mit einem Ballon mit Medikament behandelt wurde, denn das kann zu Überdosen bzw. Wechselwirkungen zwischen den aktiven Wirkstoffen führen.

GEBRAUCHSHINWEISE
PERIPHERER DILATATIONSBALLONKATHETER, MIT PACLITAXEL-FREISETZUNG,
FÜR 0,035"- FÜHRUNGSdraht

- Veröffentlichte in vitro und in vivo Studien zeigen die mutagene Wirkung von Paclitaxel. Das karzinogene Potential dieses Produkts ist nicht untersucht worden. Veröffentlichte in vivo Studien zeigen seine teratogene Wirkung, weshalb seine Anwendung bei schwangeren Frauen nicht empfohlen wird.

5. Vorsichtsmaßnahmen

- Dem Patienten sind die entsprechenden Medikamente zu verabreichen: gerinnungshemmende und gefäßerweiternde Mittel usw., gemäß den Vorschriften zur Einführung intravaskulärer Katheter.
- Vor Verwendung ist die Größe und Eignung des Katheters für die jeweilige Verwendung zu überprüfen.
- Bei komplexen Läsionen ist das Produkt mit Vorsicht anzuwenden, denn die räue Eigenschaft dieser Läsionen kann die mit Medikament versehene Kappe ändern. In diesen Fällen ist eine Vordilatation der Läsion mittels eines konventionellen Ballons ohne Medikament empfehlenswert.
- Es ist äußerste Vorsicht geboten, wenn das Gerät aus der Verpackung herausgeholt und durch das hämostatische Ventil eingeführt wird, um zu sichern, dass die mit Medikament versehene Kappe nicht beschädigt wird.
- Vorsichtig vorgehen, um den Katheter beim Einführen nicht zu beschädigen.
- Der Ballon ist mit einer Mischung aus Kochsalzlösung und Kontrastmittel zu füllen (wenn möglich im Verhältnis 50:50, der Anteil an Kontrastmittel kann bei großen Ballons kleiner sein)
- Der empfohlene Maximaddruck (RBP) darf nicht überschritten werden, da der Ballon sonst platzen könnte.
- Sollte beim Vorschieben ein Widerstand spürbar sein, dann ist das Vorschieben abzubrechen, vor einem Fortfahren ist die Ursache hierfür zu bestimmen
- Sollte beim Zurückziehen des Katheters ein Widerstand spürbar sein, wird empfohlen, den Ballonkatheter, den Führungsdräht und die Einführschleuse in einem zu entfernen.
- Kühl und trocken lagern, von direktem Sonnenlicht schützen.
- Nach der Benutzung ist dieses Produkt eine mögliche Biogefährdung. Es ist daher mit angemessenen medizinischen Praktiken sowie entsprechend den örtlichen, staatlichen und Gebietsgesetze und Vorschriften zu behandeln und zu entsorgen.

6. Mögliche Nebenwirkungen / Komplikationen

Folgende Nebenwirkungen bzw. Komplikationen können vor, während oder nach dem Eingriff auftreten:

- Tod
- Iktus / Embolie / Thrombose
- Hämodynamische Verschlechterung
- Akuter elastischer Rückfall der Gefäßwand
- Arrhythmie
- Aneurysma oder Pseudoaneurysma
- Infektionen
- Vollkommener Verschluss der Arterie
- Wiederverschließen der behandelten Stelle: erneute Stenose
- Spasmus
- Perforation oder Dissektion an der behandelten Stelle
- Arteriovenöse Fistel
- Lokale Blutung mit Hämatom an der Eintrittsstelle
- Hypo-/Hypertonie
- Allergische oder immunologische Reaktion auf das Medikament
- Histologische Umstrukturierungen an der Arterienwand

7. Pharmakologische Wechselwirkung

Eventuelle Wechselwirkungen von Paclitaxel mit gleichzeitig verabreichten Medikamenten sind nicht untersucht worden. Die Wechselwirkungen mit Medikamenten, die in der Behandlung von Tumoren eingesetzt

GEBRAUCHSHINWEISE
PERIPHERER DILATATIONSBALLONKATHETER, MIT PACLITAXEL-FREISETZUNG,
FÜR 0,035"- FÜHRUNGSdraht

werden, sind auf dem Paclitaxel-Datenblatt aufgeführt. Beachtet man aber, dass die Menge von Paclitaxel auf der Ballonoberfläche etwa einem Hundertstel der Menge entspricht, die normalerweise in der Krebstherapie eingesetzt wird, gilt als ziemlich unwahrscheinlich, dass Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten auftreten.

Bei der Verabreichung von CYP3A4 oder CYP2C8 Präparaten (z.B. Terfenadin, Cyclosporin, Lovastatin, Midazolam und Ondansetron) oder Pharmaka mit hoher PPB (Plasmaproteinbindung) ist allerdings Vorsicht geboten.

8. Gebrauchsanleitung

8.1 Erforderliche Materialien

- Heparinisierte normale Kochsalzlösung
- Kontrastmittel (Kontrastmittel für intravaskuläre Anwendung verwenden)
- 0,035" Führungsdrat, keinen Führungsdrat mit anderen Größen verwenden
- Einführschleuse mit hämostatischem Ventil, Größe auf dem Etikett angegeben. Keine kleineren Größen verwenden, die den Katheter beschädigen könnten. Wenn eine Einführschleuse mit einer Länge über 25 cm verwendet wird oder mit Netzstruktur, dann muss diese eventuell größer sein, um Reibung mit dem Katheter zu vermeiden.
- Dreizeige-Sperrhahn
- Ballon-Füllvorrichtung (inklusive Handpumpe mit Druckmesser)
- Mehrere 10-20 cc Standardspritzen mit Kochsalzlösung zum Ausspülen des Systems

8.2 Vorbereitung des Katheters

- Im Falle einer vollständigen Okklusion oder verkalkter Läsionen ist es empfehlenswert, dass man die Läsion mittels eines konventionellen Ballons ohne Medikament vordilatiert
- Den Katheter aus dem Schutzhäalter nehmen. Sicherstellen, dass die Größe dafür geeignet ist. Die Schutzhülle des Ballons vorsichtig entfernen.
- Die 10 ml Spritze mit steriler Kochsalzlösung an der Eingangsöffnung für den Führungsdrat (gerader Teil des Konnektors) anbringen und solange Flüssigkeit in das Lumen geben, bis diese an der Spitze austritt.
- Die Luft aus dem gesamten System ablassen.
 - Einen Dreizeige-Sperrhahn an die Eingangsöffnung für die Kontrastflüssigkeit anschließen (angewinkelte Teil des Konnektors)
 - Luftzufluss durch den Ballon sperren.
 - Eine 10-20 ml Spritze mit einem Drittel der Kochsalzlösung an den Dreizeige-Sperrhahn anschließen.
 - Verbindung des Dreizeige-Sperrhahns zwischen Spritze und Katheter öffnen.
 - Mit der Spritze in vertikaler Stellung den Kolben nach oben schieben, so dass die Luftblasen in die Flüssigkeit entweichen.
 - Wenn keine weiteren Blasen entweichen, den Dreizeige-Sperrhahn an der Katheterseite schließen und die Spritze abnehmen.

GEFAHR: Wenn nach 3 Minuten mit negativem Überdruck weiterhin Blasen vom Katheter in die Spritze entweichen, kann dies ein klarer Hinweis dafür sein, dass der Ballonkatheter ein Leck hat, beschädigt ist oder dass die Verbindungen Spritze - Dreizeige-Sperrhahn nicht dicht sind. Wenn auch nach Überprüfung der Verbindungen weiter Blasen sichtbar sind, nicht verwenden. Das Gerät an den Hersteller oder Händler zur Inspektion zurück geben lassen.

8.3 Technik zur Einführung / Eingriff

- Den 0,035 Führungsdrat durch die Läsion gemäß der PAT Technik einführen, mit Hilfe von Durchleuchtungstechniken, um so seine Position jederzeit bestimmen zu können.

GEBRAUCHSHINWEISE
PERIPHERER DILATATIONSBALLONKATHETER, MIT PACLITAXEL-FREISETZUNG,
FÜR 0,035"- FÜHRUNGSdraht

- Das proximale Ende des Führungsdrähtes in die distale Spitze des Ballonkatheters einfügen.
- Den Ballonkatheter über den Führungsdräht bis zum Zielbereich vorsichtig unter Durchleuchtung vorschieben. Den Ballonkatheter mit besonderer Sorgfalt durch das Hämostaseventil vorschieben, damit die Arzneimittelbeschichtung nicht beschädigt wird. Passt der gewählte Ballonkatheter in das Innere der Läsion nicht hinein, ist ein konventioneller Ballon ohne Medikament kleinerer Größe auszuwählen, um eine Vordilatation der Läsion durchzuführen.
- Die Füllvorrichtung (gefüllt mit 1/3 ihres Volumens mit dem Flüssigkeitsgemisch aus Kontrastflüssigkeit: Kochsalzlösung) an den Dreiecks-Sperrhahn anschließen, um den Durchgang zwischen Füllvorrichtung und Ballon zu ermöglichen.
- Druck auf die Füllvorrichtung ausüben, so dass sich der Ballon aufdehnt. Den auf dem Etikett und der Dehnbarkeitskurve angegebenen empfohlenen Maximaldruck (RBP) nicht überschreiten.
- Zur optimalen Freisetzung des Medikaments ist der Ballondruck zwischen 30 und 60 Sekunden aufrechtzuerhalten. Eine höchste Menge des Medikaments wird während der ersten 30 Sekunden freigesetzt; die Dilatation der Läsion kann jedoch durch größere Inflationszeiten als eine Minute nach Ermessen des Operateurs optimiert werden.
- Den Kolben aus der Füllvorrichtung ziehen, um den Ballon abzulassen. Den negativen Überdruck zwischen 20 und 60 Sekunden aufrecht erhalten, abhängig von der Größe des Ballons. Sicherstellen, dass der Ballon komplett entleert ist (mit Durchleuchtung), bevor der Katheter bewegt wird.
- Mit negativem Überdruck in der Füllvorrichtung und mit Hilfe des noch liegenden Führungsdrähtes den Katheter vorsichtig ziehen bis er durch die Einführhilfe vollständig entfernt wird.
- Führungsdräht herausziehen
- Eine doppelte Therapie mit Antiplättchen-Medikamenten soll für mindestens vier Wochen nach dem Eingriff eingesetzt werden: nach Ermessen des Operateurs kann diese Behandlung um eine längere Zeit verlängert werden.

9. Garantie

Das Produkt und all seine Komponenten wurden unter Einhaltung maximaler Vorsichtsmaßnahmen entworfen, angefertigt, geprüft und verpackt. LVD Biotech garantiert das Produkt bis zum Ablaufdatum, wenn es keine kaputte, manipulierte oder beschädigte Verpackung aufweist.

DE

VEREINHEITLICHTE SYMBOLE ZUR KENNZEICHNUNG VON MEDIZINPRODUKTEN
(NORM EN 980:2008)

REF Bestellnummer	LOT Chargenbezeichnung	 Verwendbar bis	 Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren
 Hersteller	STERILE EO Sterilisation mit Ethylenoxid	 Temperaturbegrenzung zur Aufbewahrung	 Trocken aufbewahren
 Gebrauchsanweisung beachten	 Nicht zur Wiederverwendung	 Nicht erneut sterilisieren	 Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР ДЛЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ДИЛАТАЦИИ С ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ
ПАКЛИТАКСЕЛА, ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ПРОВОДНИКА 0.035"**

1. Описание изделия

Баллонный катетер для дилатации с высвобождением Паклитаксела представляет собой катетер с двойным просветом от коннектора до наконечника, также известный под названием OTW - с системой доставки по проводнику, предназначенный для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических артерий.

Катетер имеет двухпросветный корпус от коннектора до наконечника.

В дистальной части катетера, перед наконечником, находится баллончик с медикаментом или сегмент, раздуваемый при разных давлениях путем нагнетания в него контрастной жидкости, за счет чего происходит дилатация артерии. Коннектор раздвоен и снабжен двумя входными портами:

- Боковой порт, обеспечивающий соединение с меньшим посветом корпуса катетера, служит для поступления контрастной жидкости для дилатации баллончика.
- Прямой порт предназначен для прохождения проволочного проводника. Проводник вводится во входной порт коннектора и, проходя через больший просвет, выходит через наконечник катетера, чтобы доставить его к пораженному сегменту.

Таким образом, существуют просветы соответственно для прохождения проводника и для прохождения контрастного вещества в баллончик, напрямую связанные с каждым из портов разъема Люэр-Лок (коннектора).

Максимальный диаметр проводника не должен превышать 0,035 дюйма, т.е. 0,89 мм.

Баллончик покрыт лекарственным веществом Паклитаксел в физиологически безвредной матрице. Доза медикамента - 3 мг/мм² поверхности баллончика, его назначение - предупреждение клеточной пролиферации и, следовательно, снижение числа повторных вмешательств.

Выделение медикамента с баллончика происходит благодаря его быстрому раздуванию; таким образом, высокая доза медикамента высвобождается в очень короткий отрезок времени. Чтобы медикамент попал на стенки сосуда, продолжительность раздувания должна составлять от 30 секунд до 1 минуты, однако можно оптимизировать дилатацию пораженного участка путем более продолжительного раздувания, по усмотрению врача.

Полезная длина катетера – 80 или 140 см, в зависимости от модели изделия.

Баллончик катетера имеет следующие диаметры и длины:

		ДИАМЕТРЫ БАЛЛОНЧИКА (мм)		
		5	6	7
ДЛИНА БАЛЛОНЧИКА (мм)	20	X	X	X
	40	X	X	X
	60	X	X	X
	80	X	X	X
	120	X	X	X
	150	X	X	

Баллончик рассчитан на достижение определенного диаметра при заданном давлении (в соответствии с карточкой с кривой растяжимости, вложенной в первичную упаковку).

Чтобы раздуть баллончик, к порту для раздувания на коннекторе необходимо присоединить шприц, соединенный с манометром. Руководствуясь данными манометра, баллончики раздувают до нужного диаметра. С обоих концов баллончика расположены рентгеноконтрастные маркеры, позволяющие определить его длину и облегчающие врачу его рентгеноскопическую визуализацию в теле пациента.

На дистальном конце баллонного катетера имеется наконечник, закругленный и атравматичный по форме во избежание повреждения артерий при продвижении изделия.

Содержание упаковки:

- Баллонный катетер для дилатации с высвобождением паклитаксела, системы OTW, покрытый защитным чехлом для баллона и помещенный в лоток и затем в стерильный пакет.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР ДЛЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ДИЛАТАЦИИ С ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ
ПАКЛИТАКСЕЛА, ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ПРОВОДНИКА 0.035"**

- Карточка с кривой растяжимости, указывающая номинальное давление раздувания и максимальное рекомендуемое давление.
- Буклет с инструкцией по применению

2. Показания к применению

Изделие предназначено для дилатации стенозов подвздошной, бедренной и подколенной артерий, артерий подвздошно-бедренного и подколенно-берцового сегментов, почечной артерии, а также для устранения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных fistул диаметром 5-7 мм и длиной от 20 до 150 мм. Оно также предназначено для постдилатации стента в периферической сосудистой системе.

3. Противопоказания

Невозможность проведения проводника через пораженный участок.

Не следует применять у беременных, кормящих матерей и пациентов с повышенной чувствительностью к паклитакселу.

4. Предупреждения

- Изделие предназначено только для использования опытными врачами, владеющими техникой проведения чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА).
- Чрескожная баллонная ангиопластика должна проводиться в медицинских учреждениях, оснащенных необходимым оборудованием для проведения экстренной открытой хирургии или в больницах, имеющих легкий доступ к другим больницам, где проводится данный тип хирургии.
- Данное изделие предназначено для однократного использования. Не стерилизуйте и не используйте его повторно после завершения процедуры катетеризации. Повторное применение изделия для вмешательства у другого пациента может привести к перекрестному заражению, инфицированию или передаче инфекционных заболеваний от одного пациента другому. Повторное применение изделия способно вызвать какие-либо изменения в характеристиках изделия и ухудшить его функциональные свойства.
- Изделие поставляется в стерильном состоянии. Проверьте срок его годности и не используйте продукты с истекшим сроком годности.
- До того как открыть упаковку с изделием, внимательно осмотрите ее. Не используйте продукт в случаях наличия каких-либо дефектов или повреждений упаковки.
- При извлечении продукта из первичной упаковки соблюдайте правила асептики.
- Выбирайте диаметр баллончика в зависимости от диаметра артерии. Нельзя вводить баллончик, диаметр которого превышает диаметр артерии.
- Не прикасайтесь непосредственно к баллончику и не сушите его марлевыми тампонами, так как это может повредить лекарственное покрытие.
- Не допускайте контакта изделия с органическими растворителями, например спиртом, и контрастными средами, не предназначеными для внутрисосудистого применения.
- Не используйте воздух и газообразные вещества для раздувания баллончика.
- Продвигайте катетер по проводнику под контролем рентгеноскопии. Нельзя продвигать катетер без вставленного внутрь него проводника.
- Когда баллончик находится в раздутом состоянии, не производите никаких манипуляций с катетером и проводником, не продвигайте их и не извлекайте.
- Если после использования изделия потребуется дальнейшая дилатация, ее следует производить с помощью обычного дилатационного баллона без лекарственного покрытия, так как один и тот же сегмент сосуда нельзя расширять более чем одним баллончиком с медикаментом.
- Не допускается имплантация стента, выделяющего лекарственное средство, в том же сегменте, который до этого подвергался воздействию баллона с лекарственным покрытием, так как возможна передозировка или взаимодействие активных начал.
- Опубликованные исследования *in vitro* и *in vivo* показали мутагенное действие Паклитаксела. Потенциальный канцерогенный риск не изучался. Опубликованные исследования *in vivo* показали

RU

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР ДЛЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ДИЛАТАЦИИ С ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ
ПАКЛИТАКСЕЛА, ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ПРОВОДНИКА 0.035"**

тератогенное действие, поэтому не рекомендуется использовать данное изделие у беременных женщин.

5. Меры предосторожности

- Проводите соответствующее лечение пациента с использованием антикоагулянтов, сосудорасширяющих средств и т.д., согласно процедуре введения сосудистых катетеров.
- До того как использовать катетер, проверьте его размер и пригодность к использованию.
- Обращайтесь с изделием осторожно на сложных участках, так как абразивные свойства таких поражений могут привести к повреждению лекарственного покрытия. В этих случаях рекомендуется предварительная дилатация пораженного участка при помощи обычного баллончика без медикамента.
- Особая осторожность требуется при извлечении изделия из упаковки и при прохождении через гемостатический клапан, чтобы гарантировать сохранность лекарственного покрытия.
- Продвижение катетера производите с большой осторожностью во избежание каких-либо его повреждений.
- Раздувайте баллончик смесью физраствора и контрастной жидкости (предпочтительно в пропорции 1/1, хотя доля последней может быть снижена в баллонах большого размера).
- Не превышайте рекомендуемое максимальное давление, чтобы избежать разрыва баллона.
- Если при продвижении катетера встречается какое-либо препятствие, прекратите манипуляции и определите причину данного препятствия до того, как продолжить продвижение катетера.
- Если при извлечении катетера встречается какое-либо препятствие, рекомендуется извлечь баллонный катетер вместе с проводником и интродьюсером как единое устройство.
- Храните изделие в сухом и прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.
- После использования данный продукт может представлять биологическую опасность. Следует обращаться с ним и выбрасывать его согласно утвержденной медицинской практике и применимым местным, государственным или федеральным законам и нормативам.

6. Возможное неблагоприятное воздействие изделия/ Возможные осложнения

Возможными неблагоприятными воздействиями изделия и/или осложнениями, которые могут возникнуть до, во время или после процедуры катетеризации, являются следующие:

- Летальный исход
- Инсульт / эмболия / тромбоз
- Гемодинамическое ухудшение
- Резкий упругий отскок
- Аритмии
- Аневризма или ложная аневризма
- Инфекции
- Полная артериальная окклюзия
- Повторная окклюзия в месте лечения: рестеноз
- Спазм
- Перфорация или диссекция в области лечения
- Артериовенозная fistula
- Местное кровотечение с гематомой в месте доступа
- Гипо/гипертензия
- Аллергическая или иммунологическая реакция на медикамент
- Гистологические изменения артериальной стенки

7. Фармакологическое взаимодействие

Возможное взаимодействие паклитаксела с вводимыми одновременно медикаментами не изучалось. Взаимодействие с медикаментами, использующимися при противоопухолевой терапии, описано в технической спецификации на паклитаксел, однако, если принять во внимание, что количество паклитаксела на поверхности баллончика соответствует приблизительно нескольким сотым долям обычной дозы медикамента при противоопухолевой терапии, можно считать маловероятным, что произойдет взаимодействие с другими

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР ДЛЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ДИЛАТАЦИИ С ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ
ПАКЛИТАКСЕЛА, ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ПРОВОДНИКА 0,035"**

медикаментами.

Тем не менее, необходимо соблюдать осторожность в случае одновременного введения субстратов CYP3A4 или CYP2C8 (терфенадин, циклоспорин, ловастатин, мидазолам, ондансетрон) или медикаментов с высоким уровнем связывания с белками плазмы.

8. Способ применения

8.1 Необходимые материалы

- Гепаринизированный физиологический раствор.
- Конtrастные среды (используйте контрастные вещества, предназначенные для внутрисосудистого применения).
- Один проводник с диаметром 0, 035", не используйте проводники с иными размерами.
- Один интродьюсер с гемостатическим клапаном, размер которого указывается на этикетке. Не используйте меньшие размеры, которые могут вызвать повреждения катетера. При использовании интродьюсера длиной более 25 см или интродьюсера с плетеной структурой может потребоваться увеличение его размера во избежание трения при катетеризации.
- Один трехходовой кран.
- Одно раздувающее устройство (ручной насос со встроенным манометром)
- Несколько стандартных шприцов на 10-20 мл с физиологическим раствором для промывания системы.

8.2 Подготовка катетера

- В случае полной окклюзии или сильно обызвествленных участков рекомендуется их предварительная дилатация обычным баллончиком без лекарственного покрытия.
- Извлеките катетер из защитного лотка. Убедитесь в правильности его размера. Осторожно снимите защитный чехол с баллончика.
- Присоедините шприц на 10 мл, содержащий стерильный физиологический раствор, к порту введения проводника (прямая часть коннектора) и вводите жидкость в просвет, пока она не выйдет через наконечник.
- Продуйте систему катетера воздухом.
 - Подсоедините трехходовой запорный кран к коннекторному порту введения контрастной жидкости (боковая часть коннектора).
 - Зарайте проход воздуха через баллончик.
 - Присоедините шприц на 10-20 мл, на одну треть заполненный физиологическим раствором, к трехходовому запорному крану.
 - Откройте соединение трехходового запорного крана между шприцом и катетером.
 - Поставьте шприц в вертикальное положение, оттяните поршень вверх, при этом пузырьки воздуха поступают в жидкость.
 - При исчезновении пузырьков закройте трехходовой запорный кран на конце катетера и извлеките шприц.

ВНИМАНИЕ: если пузырьки продолжают поступать из катетера в шприц по истечении 3 минут при отрицательном давлении, это может быть явным признаком того, что в баллонном катетере имеются утечки, повреждения или что соединение шприца и трехходового крана не является герметичным. Если после проверки соединений все еще наблюдаются пузырьки, не используйте катетер. Верните продукт изготовителю или дистрибутору для проведения соответствующего анализа изделия.

8.3 Техника введения/процедура

- Проведите проводник 0,035" через поврежденный участок согласно приемам ЧТА под контролем рентгеноскопии, чтобы в любую минуту правильно его позиционировать.
- Вставьте проксимальный конец проводника в дистальный наконечник баллонного катетера.
- Под рентгеноскопическим наблюдением осторожно продвигайте баллонный катетер по проводнику через проводниковый катетер до достижения целевого участка. Соблюдайте особую осторожность при прохождении баллонного катетера через гемостазный кран, во избежание повреждения

RU

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР ДЛЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ДИЛАТАЦИИ С ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ
ПАКЛИТАКСЕЛА, ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ПРОВОДНИКА 0.035"**

лекарственного покрытия. Если не удается поместить баллонный катетер в полости пораженного участка, воспользуйтесь обычным баллоном без лекарственного покрытия, но меньшего размера, для предварительной дилатации.

- Соедините устройство для раздувания (со смесью контрастной жидкости и физиологического раствора, занимающей одну треть общего объема устройства) с трехходовым запорным краном и откройте проток между баллончиком и устройством для раздувания.
- Раздуйте баллончик при помощи устройства для раздувания под давлением. Не превышайте рекомендуемое максимальное давление, указанное на этикетке и на кривой растяжимости.
- В целях оптимального выделения медикамента поддерживайте давление на протяжении 30-60 секунд. Наибольшая часть медикамента выделяется в первые 30 секунд после раздутия, однако, для оптимизации дилатации пораженного участка, по усмотрению врача продолжительность раздутия может быть продлена сверх 1 минуты.
- Чтобы сдуть баллончик, потяните поршень устройства для раздувания назад. Удерживайте отрицательное давление в течение 20-60 секунд, в зависимости от размеров баллончика. Убедитесь в том, что баллончик полностью сдулся (посредством рентгеноскопии), прежде чем перемещать катетер.
- При отрицательном давлении в устройстве для раздувания, когда проводник находится в надлежащем положении, осторожно потяните за катетер, до тех пор пока не появится возможность его извлечения через интродьюсер.
- Извлеките проводник.
- Необходимо проводить двойную антитромбоцитарную терапию в течение не менее чем 4-х недель после данной процедуры вмешательства; терапия может быть продлена по усмотрению врача.

9. Гарантия

Изделие и все его компоненты разработаны, изготовлены, испытаны и упакованы с применением максимальных мер предосторожности. LVD Biotech гарантирует надлежащее функционирование изделия вплоть до даты истечения срока годности при условии сохранения первоначальной целостности упаковки и отсутствия ее повреждений.

RU

**СОГЛАСОВАННЫЕ СИМВОЛЫ МАРКИРОВКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
(NORMA EN 980:2008)**



Ссылка в каталоге



№ серии



Годен до



Хранить вдали от солнечных лучей



Производитель



Стерилизованный окисью этилена



Температурные пределы хранения



Хранить в сухом месте



Прочтите инструкции по применению



Повторное использование запрещено



Повторная стерилизация запрещена



Использование в случае повреждения упаковки запрещено

NÁVOD K POUŽITÍ
DILATAČNÍ PERIFERNÍ BALÓNKOVÝ KATÉTR S UVOLŇOVÁNÍM
PACLITAXELU PRO VODÍCÍ DRÁT 0,035

1. Popis produktu

Dilatační balónkový katétr s uvolňováním paclitaxelu je souosý katétr (s dvojitým lumenem od spojky až ke špičce typu OTW), který je konstruován pro perkutánní transluminální angioplastiku periferních artérií. Katétr má tělo se dvěma lumeny od spojky až ke špičce.

Na distálním konci katétru před špičkou je balónek s lékem nebo segment roztažitelný různými tlaky, který při plnění infuzí kontrastní látky dilatuje tepnu. Spojka je ve formě „U“ a má dva vstupní porty.

- Boční otvor, který se připojí k menšímu lumenu těla katétru umožňuje podávání kontrastní látky k dilataci balónku.
- Přímý port je otvor průchodu vodicího drátu. Vodicí drát se zavede do vstupního otvoru spojky a vyčnívá ze špičky katétru, aby se dostal do místa léze.

Podobně má i katétr lumen, kterým se zavádí vodicí drát, a lumen, kterým kontrastní látka vstupuje do balónku, přímo spojené s konkavou typu luer nebo spojkou.

Maximální průměr vodicího drátu nesmí překročit 0,89 mm = 0,035 palce.

Balónek je potažený lékem Paclitaxel, který je navázán na povrch balónku pomocí tzv. matrix, která není fyziologicky škodlivá. Koncentrace léku je 3 mikrogramů /mm² povrchu balónku a jeho cílem je zabránění bunečné proliferaci a tím důsledně snižování procenta restenózy.

Lék je uvolněn z balónku rychlým naplněním tak, aby vysoká dávka léku byla uvolňována krátkodobě. Aby se lék uvolnil do cévní stěny, doba naplnění má být mezi 30 vteřinami až 1 minutou, ale dilatace se může optimalizovat použitím delších dob naplnění dle rozhodnutí uživatele.

Pracovní délka katétru je 80 cm nebo 140 cm, podle referenčního čísla.

Balónek se dodává v následujících délkách a průměrech:

		PRŮMĚR BALÓNKA (mm)		
		5	6	7
DĚLKA BALÓNKA (mm)	20	X	X	X
	40	X	X	X
	60	X	X	X
	80	X	X	X
	120	X	X	X
	150	X	X	

Balónek je vyroben tak, aby při různých tlacích mohl dosáhnout různých průměrů (podle křivky roztažnosti uvedené na uvnitřním obalu).

Aby bylo možno balónek naplnit, je třeba připojit do plnícího otvoru spojky stříkačku s tlakoměrem. Balónek se plní tlakem uvedeným na tlakoměru na příslušné průměry. Na každém konci balónku jsou dvě rentgenkontrastní značky, které vyznačují jeho délku a pomoci nichž může uživatel po zavedení do těla pacienta zjistit jeho polohu.

Na distálním konci je špička, která je zaoblená a má atrumatický tvar, aby nedošlo při zavádění k poškození tepen.

Obsah

- Dilatační balónkový katétr OTW s uvolňováním Paclitaxel, přikrytý krytím na povrchu balonku a uložený ve sterilním obalu a sáčku.
- Jedna karta s křívkou poddajnosti, která ukazuje jmenovitý plnicí tlak a doporučený maximální tlak.
- Jeden leták s návodem k použití.

2. Indikace

Zářízení je indikováno pro dilataci sténoz umístěných v kyčelních, stehenních, iliofemorálních, podkolenních, infrapoplenních a ledvinových tepnách a pro léčení lézí působících zácpu původních nebo umělých arteriovenózních píštělů, které mají průměry o 5 až 7 mm a délky od 20 až 150 mm. Také je indikováno pro

NÁVOD K POUŽITÍ

DILATAČNÍ PERIFERNÍ BALÓNKOVÝ KATÉTR S UVOLŇOVÁNÍM PACLITAXELU PRO VODÍCÍ DRÁT 0,035

postdilataci stentu v periferním cévním systému.

3. Kontraindikace

Nemožnost protažení vodicího drátu lézí.

Neapplikujte těhotným nebo kojícím ženám ani pacientům, kteří mají známou přecitlivělost na paclitaxel.

4. Upozornění

- Prostředek je určen k použití zkušenými lékaři se znalostí techniky perkutánní transluminální angioplastiky (PTA).
- Perkutánný výkon musí být proveden v nemocnicích vybavených zařízením pro emergentní léčbu operačním výkonem na otevřeném srdci nebo v nemocnicích se snadným přístupem do jiné nemocnice, kde může být výkon tohoto typu proveden.
- Produkt je určen k jednorázovému použití. Nesmí být po dokončení výkonu znova sterilizován ani opakován použit. Opakováné použití produktu u jiného pacienta může vést ke zkřížené kontaminaci, infekci nebo přenosu infekčního onemocnění z jednoho pacienta na jiného. Opakováným použitím může být produkt pozměněn a může být ovlivněna jeho funkčnost.
- Produkt se dodává sterilní. Zkontrolujte datum použitelnosti a produkty po tomto datu nepoužívejte.
- Obal před otevřením prohlédněte. Pokud shledáte jakékoli závady nebo pokud je obal poškozen, produkt nepoužívejte.
- Při využívání produktu z vnitřního obalu použijte aseptickou techniku.
- Průměr balónku zvolte podle průměru tepny, která má být léčena. Nezavádějte balónek s průměrem větším, než je průměr tepny, která má být léčena.
- Přímo se balónku nedotýkejte, ani jej seosušujte gázou, mohlo by to vést k porušení lékového potahu.
- Nevystavujte výrobek působení organických rozpouštědel jako alkoholu ani kontrastních látek nedoporučených pro intravaskulární použití.
- K plnění balónku nepoužívejte vzduch ani plynná média.
- Produkt zasunujte po vodicím drátu pod skiaskopickou kontrolou. Produkt nesmí být zaváděn bez vodicího drátu do něj zavedeného.
- S katétem ani s vodicím drátem nemanipulujte, nezasunujte je ani nevytahujte, pokud je balónek naplněn.
- V případě, že po použití výrobku by bylo třeba cévu postdilatovat, použijte běžný dilatační balónek bez léku, nesmí se znova roztáhnout stejný segment cévy balónkem s lékem.
- Nevkládejte stenty vylučující lék ve stejném segmentu, který byl dříve léčen balókem s lékem, mohlo by dojít ke zvýšení dávky nebo interakci účinných látek.
- Publikované studie *in vitro* a *in vivo* prokazují mutagenní účinek paclitaxelu. Potenciální riziko karcinogeneze nebylo testováno. Publikované studie *in vivo* prokazují teratogenní účinek, proto se nedoporučuje používat tento výrobek u těhotných žen.

5. Bezpečnostní opatření

- Podle typu výkonu se zavedením intravaskulárních katétrů podejte pacientovi vhodnou farmakologickou léčbu: antikoagulancia, vásodilatancia atd.
- Před použitím zkontrolujte velikost katétru a jeho vhodnost pro zamýšlené použití.
- Výrobek používejte ve vícečetných lézích opatrн, protože abrazivní prostředí této lézí může poškodit potažení lékem. V této případě se doporučuje napřed předilatace léze běžným balónkem bez léku.
- Při využívání zařízení z obalu a při průchodu přes hemostatickou chlopeň postupujte s mimořádnou opatrností, aby přitom nedošlo k poškození potahu s lékem.
- Postupujte s mimořádnou opatrností, aby při zavádění nedošlo k poškození katétru.
- Balónek musí být naplněn směsi fyziologického roztoku a kontrastní látky (nejlépe v poměru 50:50, ale ve velkých balóncích může být podl kontrastní látky nižší).
- Nepřekročte jmenovitý tlak prasknutí (RBP), protože balónek by mohl prasknout.

NÁVOD K POUŽITÍ
DILATAČNÍ PERIFERNÍ BALÓNKOVÝ KATÉTR S UVOLŇOVÁNÍM
PACLITAXELU PRO VODÍCÍ DRÁT 0,035

- Pocítíte-li při zavádění nějaký odpor, zavádění přerušte a než budete pokračovat, zjistěte jeho příčinu.
- Pocítíte-li nějaký odpor při vytahování katétru, doporučuje se vytáhnout balónkový katétr, vodicí drát a zaváděč jako jeden celek.
- Uchovávejte v chladném a suchém místě chráněném před přímým slunečním světlem.
- Po použití může tento produkt představovat biologické nebezpečí. S produktem manipuluje a likviduje jej v souladu s uznávanou lékařskou praxí a s příslušnými místními, státními a federálními zákony a nařízeními.

6. Možné nežádoucí účinky / komplikace

Mezi možné nežádoucí účinky nebo komplikace, které by se mohly vyskytnout před, během nebo po výkonu, patří tyto:

- Úmrtí
- Mozková cévní příhoda / embolizace / trombóza
- Zhoršení hemodynamického stavu
- akutní retrakce stěny (elastický recoil)
- Arytmie
- Aneurysma nebo pseudoaneurysma
- Infekce
- Totální okluze tepny
- Reokluse léčené oblasti: restenóza
- Spasmus
- Perforace nebo disekce léčené oblasti
- Arteriovenózní píštěl
- Místní krvácení s hematomem v místě přístupu
- Hypo/hypertenze
- Alergická nebo imunologická reakce na lék
- Histologické změny v tepenné stěně

7. Farmakoogická interakce

Nebylo prozkoumány možné interakce paclitaxelu se souběžně podávanými léky. Interakce s léky v použití množství při antineoplastické léčbě je podrobě popsána v technické kartě paclitaxelu; ale vzhledem k množství paclitaxelu v potahu balónku, přiblížně několik setin běžné použitého množství při antineoplastické léčbě, je málo pravděpodobné, že by docházelo k interakci s jinými léky.

Přesto postupujte opatrně, zejména když se souběžně podávají substráty CYP3A4 nebo CYP2C8 / jako terfenadin, ciclosporin, lovastatin, midozolam a ondansetron/ nebo léky obsahující vysoké PPB /spojení s bílkovinami plazmy/

8. Způsob použití

8.1 Potřebné vybavení

- Heparinizovaný fyziologický roztok
- Kontrastní látka (použijte kontrastní látku vhodnou pro intravaskulární použití)
- vodicí drát 0,035": nepoužívejte vodicí drát žádné jiné velikosti
- Zaváděč s hemostatickou chlopni o velikosti uvedené na štítku. Nepoužívejte prostředky menší velikosti, protože by mohly katétr poškodit. Pokud se používá zaváděč delší než 25 cm nebo zaváděč splétaného typu, může být nezbytné použít větší velikost, aby nedocházelo ke tření o katétr.
- Trojcestní ventil
- Plnící zařízení (ruční pumpa se zabudovaným tlakoměrem)
- Několik běžných injekčních stříkaček o objemu 10-20 ml s fyziologickým roztokem k proplachu systému

NÁVOD K POUŽITÍ
DILATAČNÍ PERIFERNÍ BALÓNKOVÝ KATÉTR S UVOLŇOVÁNÍM
PACLITAXELU PRO VODÍCÍ DRÁT 0,035

8.2 Příprava katétru

- V případě okluse nebo silně kalcifikovaných lézí, doporučuje se předem předilatovat běžným balónkem bez léku.
- Vyjměte katétr z ochranného obalu. Zkontrolujte, zdá má správnou velikost. Opatrně odstraňte ochranný kryt balónku.
- K portu pro vodiči drát (rovná část spojky) připojte injekční stříkačku o objemu 10 ml obsahující sterilní fyziologický roztok a proplachujte lumen, až tekutina vystoupí ze špičky.
- Odstraňte vzduch z celého systému.
 - K portu spojky pro kontrastní látku (boční část spojky) připojte trojcestný uzavírací ventil.
 - Uzávřete průchod vzduchu balónkem.
 - K trojcestnému uzavíracímu ventili připojte injekční stříkačku o objemu 10-20 ml s třetinou fyziologického roztoku.
 - V trojcestném uzavíracím ventili otevřete průchod mezi injekční stříkačkou a katérem.
 - Injekční stříkačku držte ve svíslé poloze a píst vytáhněte směrem nahoru, aby mohly bublinky vzduchu vystoupit z tekutiny.
 - Jakmile bublinky přestanou vystupovat, uzávřete trojcestný ventil na katétrovém konci a sejměte stříkačku.

PPOZOR: Pokud po 3 minutách podtlaku stále z katétru vystupují do stříkačky bublinky, může to být zjevnou známkou, že balónkový katétr není těsný, je zlomen, anebo že spoje trojcestného ventili nejsou řádně utěsněny. Pokud jsou po kontrole spojů stále viditelně vystupující bublinky, prostředek nepoužívejte. Vráťte jej výrobcí nebo distributorovi ke kontrole.

8.3 Technika zavádění / léčba

- Vodiči drát 0,035 zaveděte pomocí PTA techniky do polohy napříč lézí a přitom stále skiaškopicky kontrolujte jeho polohu.
- Zaveděte proximální konec vodiče do distální špičky balónkového katétru.
- Pomocí skiaškopické kontroly opatrne posunujte balónkový katétr po drátovém vodiči, přes zaváděcí katétr směrem k lézi. Postupujte s mimořádnou opatrností při pruchodu balónkového katétru přes hemostatickou chlopeň, aby nedošlo k poškození potahu s lékem. V případě, že zvolený balónkový katétr by nemohl být umístěn uvnitř léze, zvolte menší velikost běžného balónku bez léku k předilataci léze.
- Připojte plníci zařízení (z 1/3 naplněné směsi kontrastní látky a fyziologického roztoku) k trojcestnému ventili a otevřete průchod mezi balónkem a plnicím zařízením.
- Zatlačte na plníci zařízení a napříte tím balónek. Neprekročte doporučený maximální tlak (RMP) na štítku a křížku roztálosti.
- Udržujte tlak po dobu 30 až 60 sekund k dokonalému uvolnění léku. Většina léku je uvolnována v prvních 30 sekundách po naplnění, ale k optimální dilataci léze je možno použít doby naplnění delší než 1 minutu podle úvahy uživatele.
- Povytáhněte píst plnícího zařízení zpět a vyprázdněte balónek. Udržujte podtlak po dobu 20 až 60 sekund, podle velikosti balónku. Než posunete katétr, ujistěte se, že je balónek zcela vyprázdněn (skiaškopicky).
- Při podtlaku v plnicím zařízení a se zavedeným vodicím drátem opatrne katétr vytahujte, až bude moci být vytažen zaváděčem.
- Vytáhněte vodiči drát.
- Podávejte dvojnásobnou antiagregacní terapii minimálně po dobu 4 týdnů po zátku. Léčení je možno prodloužit dle rozhodnutí uživatele.

**NÁVOD K POUŽITÍ
DILATAČNÍ PERIFERNÍ BALÓNKOVÝ KATÉTR S UVOLŇOVÁNÍM
PACLITAXELU PRO VODÍCÍ DRÁT 0,035**

9. Záruka

Výrobek a všechny jeho díly byly navržené, vyrobené, zkoušené a zábalené na základě vsech maximálních preventivních opatření. LVD Bitech zaručuje výrobek do uvedeného data životnosti pokud nedojde k poškození, roztržení nebo nesprávné manipulaci s obaly.

**STANDARDIZOVANÉ SYMBOLY PRO POUŽITÍ PŘI OZNAČENÍ LÉKAŘSKÝCH PROSTŘEDKŮ
(NORMA EN 980:2008)**



Katalogová čísla



Číslo šárže



Datum použitelnosti



Chraňte před slunečním světlem



Výrobce



Sterilizováno etylénoxidem



Teplotní limity při skladování



Uchovávejte v suchu



Pročtěte si návod k použití



Nepoužívejte opakováně



Nesterilizujte opakováně



Nepoužívejte, pokud je obal poškozen

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΕΚΛΟΥΣΗΣ
ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗΣ, ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟ 0,035"

1. Περιγραφή

Το μπαλόνι διαστολής με ελευθέρωση πακλιταξέλης είναι ένας καθετήρας διπλού αυλού από την υποδοχή έως το άκρο, επίσης γνωστό ως OTW, κατασκευασμένο για διαδερμικές διαυλικές αγγειοπλαστικές μικρών περιφερικών αρτηριών.

Στην περιφερική πλευρά του καθετήρα βρίσκεται το μπαλόνι.

Στο άπω τμήμα του καθετήρα, πριν το άκρο, υπάρχει το μπαλόνι με τη φαρμακευτική ουσία ή το φουσκωτό μέρος με διαφορετικές πιέσεις που διαστέλλουν την αρτηρία κατά τη διόγκωση μέσω της έγχυσης σκιαγραφικού υγρού στο εσωτερικό του. Ο σύνδεσμος είναι σχήματος Υ και διαθέτει δύο θύρες εισαγωγής:

Η τελευταία θύρα, η οποία συνδέεται με τον μικρότερο αυλό του σώματος του καθετήρα, σας επιτρέπει την εισαγωγή σκιαγραφικού υγρού για τη διαστολή του μπαλονιού.

Η ευθεία θύρα αποτελεί πέρασμα για τον συρμάτινο οδηγό. Ο συρμάτινος οδηγός εισχωρεί από τη θύρα εισαγωγής του συνδέσμου και προχωρά μέσα από τον μεγαλύτερο αυλό, εξέρχεται από το άκρο του καθετήρα για να τον δηγήσει στην αλοίωση.

Ομοίως, υπάρχει ένας αυλός μέσω του οποίου περνάει ο συρμάτινος οδηγός και ένας αυλός για το πέρασμα του σκιαγραφικού μέσου μέσα στο μπαλόνι, για απευθείας σύνδεση του καθενός με τις θύρες του άξονα luer ή του συνδετικού.

Η μεγίστη διάμετρος του συρμάτινου οδηγού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,89 mm = 0,035 in.

Το μπαλόνι είναι καλυμμένο με τη φαρμακευτική ουσία Πακλιταξέλη, η οποία περιλαμβάνεται σε φυσιολογικά ακίνδυνο καλούπι. Η δόση της φαρμακευτικής ουσίας είναι 3 μικρογραμμάρια / mm² στην επιφάνεια του μπαλονιού και προορίζεται για την αποφυγή κυτταρικής αναπαραγωγής, επομένως προορίζεται για τη μείωση του ποσοστού επανεπέμβασης.

Η φαρμακευτική ουσία ελεύθερώνεται από το μπαλόνι με ταχεία διόγκωση του μπαλονιού με τέτοιον τρόπο ώστε ελευθερώνεται υψηλή δόση της ουσίας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Για την ελευθέρωση της φαρμακευτικής ουσίας στο αρτηριακό τοίχωμα, η διαδικασία της διόγκωσης πρέπει να διαρκέσει από 30 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό, αλλά η διαστολή της αλοίωσης πρέπει να βελτιώνεται χρησιμοποιώντας μεγαλύτερους χρόνους διόγκωσης κατά την εκτίμηση του χειριστή.

Το ωφέλιμο μήκος του καθετήρα είναι 80 cm ή 140 cm, ανάλογα με τον κωδικό του προϊόντος.

Το μπαλόνι διατίθεται στα ακόλουθα μήκη και διαμέτρους:

ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ (mm)		
	5	6	7
20	X	X	X
40	X	X	X
60	X	X	X
80	X	X	X
120	X	X	X
150	X	X	

Το μπαλόνι είναι σχεδιασμένο για να φουσκώνει σε διαφορετικές διαμέτρους με διαφορετικές πιέσεις [σύμφωνα με την καμπύλη ενδοτικότητας (compliance) που απεικονίζεται στην πρωτογενή συσκευασία].

Για να διογκώσετε το μπαλόνι, είναι απαραίτητο να συνδέσετε τη θύρα διόγκωσης σε μια σύριγγα στην οποία περιλαμβάνεται ένα μανόμετρο. Με την πίεση που αναγράφεται στο μανόμετρο, το μπαλόνι διογκώνεται στις προκαθορισμένες διαμέτρους. Στα δύο άκρα του μπαλονιού περιλαμβάνονται δύο ακτινοσκιεροί δείκτες έτσι ώστε να καθορίσετε το μήκος του, και ο χρήστης να γνωρίζει τη θέση του όταν το μπαλόνι βρίσκεται εντός του ασθενούς. Το περιφερικό σημείο του μπαλονιού έχει στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο ώστε να μην τραυματίζει τις αρτηριές στο πέρασμά του.

Περιεχόμενα

- Ένας καθετήρας διαστολής με μπαλόνι με ελευθέρωση πακλιταξέλης OTW, με προστατευτικό πάνω στο μπαλόνι, βρίσκεται μέσα σε διανομέα και είναι συσκευασμένος σε αποστειρωμένη σακούλα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΕΚΛΟΥΣΗΣ
ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗΣ, ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟ 0,03"

- Μία κάρτα με την καμπύλη ενδοτικότητας (compliance) που εμφανίζει την ονομαστική πίεση και τη συνιστώμενη μέγιστη πίεση.
- Ένα φυλλάδιο με οδηγίες χρήσης.

2. Ενδείξεις

Η συσκευή ενδείκνυται για διόγκωση της στένωσης που βρίσκεται στις λαγόνιες, μηριαίες, λαγονομηριαίες, ιγνυακές, ενδο-λγυνακές και νεφρικές αρτηρίες, καθώς και για τη θεραπεία των αποφρακτικών αλλοιώσεων στα αρτηριοφλεβώδη συρρίγια, είτε πραγματικά είτε τεχνητά, που πραγματοποιούνται με μπαλόνι με διάμετρο εύρους από 5 έως 7 χιλιοστά και μήκη από 20 έως 150 χιλιοστά. Επίσης, η συσκευή ενδείκνυται για μεταδιόγκωση του στεντ στο περιφερικό αγγειακό σύστημα.

3. Αντενδείξεις

Αδυναμία του συρμάτινου οδηγού να διασχίσει τη βλάβη.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες ή σε ασθενείς με γνωστή ευαισθησία στην πακλιταξέλη.

4. Προειδοποιήσεις

- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ιατρούς με εμπειρία στις τεχνικές της διαδερμικής διαυλικής αγγειοπλαστικής (PTA).
- Η διαδερμική διαδικασία πρέπει να πραγματοποιείται σε νοσοκομεία εξοπλισμένα με μονάδες επειγόντων περιστατικών όπου πραγματοποιούνται εγχειρίσεις ανοιχτής καρδιάς ή σε νοσοκομεία όπου διεξάγονται αυτού του είδους οι εγχειρίσεις.
- Το προϊόν αυτό είναι για μία χρήση μόνο. Δεν πρέπει να επαναποστειρωθεί ή να επαναχρησιμοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η επαναχρησιμοποίηση του προϊόντος σε άλλον ασθενή μπορεί να οδηγήσει σε διασταύρωμένη μόλυνση, μόλυνση ή μετάδοση μολυσματικών νόσων από τον ένα ασθενή στον άλλον. Η επαναχρησιμοποίηση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις στο προϊόν και να επηρεάσει την αποτελεσματικότητά του.
- Το προϊόν είναι αποστειρωμένο. Ελέγχετε την ημερομηνία λήξης και μη χρησιμοποιείτε προϊόντα που έχουν περάσει αυτή την ημερομηνία.
- Ελέγχετε τη συσκευασία προτού την ανοίξετε. Αν παρουσιάζει ελάττωμα ή αν είναι κατεστραμμένη, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε ασθεντικές τεχνικές κατά την αποσυσκευασία του προϊόντος από την πρωτογενή συσκευασία.
- Επιλέξτε τη διάμετρο του μπαλονιού σύμφωνα με τη διάμετρο της αρτηρίας που πρόκειται να θεραπευθεί. Μην εισάγετε μπαλόνι με διάμετρο μεγαλύτερη από αυτή της αρτηρίας.
- Μην αγγίζετε το μπαλόνι απευθείας ή το στεγνώνετε με γάζα, εφόσον μια τέτοια ενέργεια μπορεί να προκαλέσει στην απομάκρυνση της φαρμακευτικής ουσίας που υπάρχει στο περίβλημα του μπαλονιού.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε οργανικά διαλύματα όπως αλκοόλη, ή σκιαγραφικά μέσα που δεν ενδείκνυνται για ενδοφλεβική χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αέρα ή άλλο αεριώδες μέσο για το φούσκωμα του μπαλονιού.
- Προωθήστε το προϊόν πάνω στο συρμάτινο οδηγό χρησιμοποιώντας ακτινοσκόπηση. Μην αφήνετε το προϊόν να πρωθηθεί χωρίς το συρμάτινο οδηγό στο εσωτερικό του.
- Μην περιεργάζεστε, μην πρωθείτε και μη σύρετε προς τα πίσω ούτε τον καθετήρα ούτε τον συρμάτινο οδηγό όσο το μπαλόνι είναι φουσκωμένο.
- Σε περίπτωση που μια μετά-διαστολή είναι απαραίτητη μετά τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να πραγματοποιείται με συμβατικό μπαλόνι διαστολής, χωρίς τη φαρμακευτική ουσία, εφόσον το τμήμα της ίδιας φλέβας δεν πρέπει να διαστέλλεται με περισσότερα από ένα μπαλόνι με φαρμακευτική ουσία.
- Τα στεντ έκλουστης με φαρμακευτική ουσία δεν εμφυτεύονται στο ίδιο τμήμα που έχει δεχθεί από πριν φαρμακευτική αγωγή με το μπαλόνι με τη φαρμακευτική ουσία, εφόσον είναι πιθανή η υπερδοσολογία ή η αλληλεπίδραση μεταξύ των δραστικών συστατικών.
- Μελέτες *in vitro* και *in vivo* που έχουν δημοσιευθεί, αποδεικνύουν την μεταλλαξιογόνο επίδραση της Πακλιταξέλης. Δεν υπάρχει μελέτη για την πιθανότητα κινδύνου καρκινογένεσης. Οι δημοσιευμένες *in vivo* μελέτες αποδεικνύουν το αποτέλεσμα τερατογενέσεων, επομένως, δεν συνιστάται η χρήση αυτού του προϊόντος σε εγκύους.

EL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΕΚΛΟΥΣΗΣ
ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗΣ, ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟ 0,035"

5. Προφυλάξεις

- Χορηγήστε κατάλληλη ιατρική αγωγή στον ασθενή: αντιπηκτικά, αγγειοδιασταλτικά, κλπ. σύμφωνα με τη διαδικασία για την εισαγωγή ενδαγγειακών καθετήρων.
- Προτού χρησιμοποιήσετε τον καθετήρα, ελέγχετε το μέγεθος και την καταλληλότητα του για τη χρήση που πρόκειται να έχει.
- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με προφυλάξεις σε περίπλοκες αλλοιώσεις, εφόσον η λειαντική φύση των εν λόγω αλλοιώσεων ίσως τροποποιήσει το περίβλημα με τη φαρμακευτική ουσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστάται να διαστέλλετε από πριν την αλλοίωση με ένα συμβατικό μπαλόνι χωρίς φαρμακευτική ουσία.
- Απαιτείται εξαιρετική προσοχή κατά την αφαίρεση της συσκευής από τη συσκευασία και το πέρασμα αυτής μέσω της αιμοστατικής βαλβίδας για να βεβαιωθείτε ότι το περίβλημα με τη φαρμακευτική ουσία δεν έχει φθαρεί.
- Χειρίστετε τον με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην προκαλέσετε βλάβη στον καθετήρα ενώ τον πρωθείτε.
- Το μπαλόνι πρέπει να φουσκωθεί με μείγμα φυσιολογικού ορού και σκιαγραφικού υγρού (50/50, κατά προτίμηση, αν και η αναλογία σκιαγραφικού υγρού μπορεί να μειωθεί όταν χρησιμοποιούνται μεγάλα μπαλόνια).
- Μην υπερβαίνετε την καθορισμένη πίεση ρήγης.
- Αν συναντάτε αντίσταση κατά την πρώθηση, σταματήστε και εντοπίστε την αιτία της προτού συνεχίσετε.
- Αν συναντάτε αντίσταση κατά την απόσυρση του καθετήρα, συνιστάται να απομακρύνετε μαζί τον καθετήρα με μπαλόνι, το συρμάτινο οδηγό και τον εισαγωγέα, ως μία μονάδα.
- Φυλάσσετε σε ξηρό και δροσερό μέρος προστατευμένο από το ηλιακό φως.
- Μετά τη χρήση του, το προϊόν μπορεί να αποτελεί βιολογικό κίνδυνο. Χειρίστετε το και απορρίψτε το σύμφωνα με εγκεκριμένες ιατρικές πρακτικές και τους σχετικούς τοπικούς, κρατικούς ή ομοσπονδιακούς νόμους και κανονισμούς.

6. Πιθανές παρενέργειες / επιπλοκές

Στις πιθανές παρενέργειες και/ή επιπλοκές που μπορεί να παρουσιαστούν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη διαδικασία, περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες:

- Θάνατος
- Αιφνίδια προσβολή / εμβολή / θρόμβωση
- Αιμοδυναμική αλλοίωση
- Οξεία ελαστική επαναφορά
- Αρρυθμίες
- Ανεύρυσμα ή ψευδοανεύρυσμα
- Λοιμώξεις
- Πλήρης απόφραξη της αρτηρίας
- Επαναπόφραξη της περιοχής όπου εφαρμόστηκε η θεραπεία: επαναστένωση
- Σπασμός
- Διάτρηση ή διαχωρισμός της περιοχής όπου εφαρμόστηκε η θεραπεία
- Αρτηριοφλεβώδες συρίγγιο
- Τοπική αιμορραγία με αιμάτωμα στη θέση πρόσβασης
- Υπόταση/Υπέρταση
- Αλλεργική ή ανοσολογική αντίδραση στη φαρμακευτική ουσία.
- Ιστολογικές αλλαγές στο αρτηριακό τοίχωμα.

7. Φαρμακολογική αλληλεπίδραση

Δεν υπάρχουν μελέτες για πιθανές αλληλεπιδράσεις της πακλιταξέλης με τη θεραπευτική αγωγή που χορηγείται παράλληλα. Οι αλληλεπιδράσεις με φαρμακευτικές ουσίες στα επίπεδα που χρησιμοποιούνται στην αντινεοπλασματική θεραπεία περιγράφονται λεπτομερώς στην τεχνική κάρτα της πακλιταξέλης αλλά, αν θεωρήσετε ότι η πακλιταξέλη που υπάρχει στην επιφάνεια του μπαλονιού αντιστοιχεί σε περίπου μερικές εκατοντάδες της ποσότητας που χρησιμοποιείται συνήθως στην αντινεοπλασματική θεραπεία, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να συμβούν αλληλεπιδράσεις με άλλες φαρμακευτικές ουσίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΕΚΛΟΥΣΗΣ
ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗΣ, ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟ 0,035"

Ωστόσο, απαιτείται εξαιρετική προσοχή κατά την παράλληλη χορήγηση υποστρωμάτων CYP3A4 ή CYP2C8 (όπως η τερφεναδίνη, η κυκλοσπορίνη, η λοβαστατίνη, η μινταζολάμη και η ονδανσετρόνη) ή φαρμακευτικές ουσίες με PPB (Σύνδεση με τις πρωτεΐνες του πλάσματος).

8. Τρόπος χρήσης

8.1 Απαιτούμενος εξοπλισμός

- Ηπαρνισμένος φυσιολογικός ορός
- Σκιαγραφικό μέσο (χρησιμοποιήστε σκιαγραφικό μέσο κατάλληλο για ενδαγγειακή χρήση)
- Συρμάτινος οδηγός 0,035 iv. Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινο οδηγό άλλου μεγέθους.
- Εισαγωγέα με αιμοστακτική βαλβίδα στο μέγεθος που αναγράφεται στην ετικέτα. Μη χρησιμοποιείτε μικρότερα μεγέθη γιατί μπορεί να καταστρέψουν τον καθετήρα. Αν χρησιμοποιείται εισαγωγέας με μήκος μεγαλύτερο από 25 cm ή ενισχυμένος (braided), ενδέχεται να χρειάζεται να αυξηθεί το μέγεθός του ώστε να μην δημιουργείται τριβή με τον καθετήρα.
- 3-οδή στρόφιγγα
- Χειροκίνητη αντλία με ενσωματωμένο μανόμετρο
- Αρκετές απλές σύριγγες των 10 - 20 cc με φυσιολογικό ορό για τον καθαρισμό του συστήματος.

8.2 Προετοιμασία του καθετήρα

- Σε περίπτωση απόφραξης ή πολύ ασβεστοειδούς αλλοίωσης, συνιστάται η αλλοίωση να έχει διασταλεί από πριν με ένα συμβατικό μπαλόνι χωρίς φαρμακευτική ουσία.
- Αφαιρέστε τον καθετήρα από τη συσκευασία προστασίας. Ελέγχετε ότι το μέγεθός είναι το σωστό. Αφαιρέστε απαλά το προστατευτικό περιβλήμα του μπαλονιού.
- Συνδέστε μία σύριγγα των 10ml με αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό στη θύρα για το συρμάτινο οδηγό (στην ευθύγραμμη πλευρά του συνδέσμου) και ρίξτε το υγρό στον αυλό έως ότου εξέλθει από το άκρο.
- Εκκενώστε ολόκληρο το σύστημα από αέρα.
 - Προσαρμόστε μία 3-οδή στρόφιγγα στη θύρα διέλευσης του σκιαγραφικού υγρού (γωνιακή πλευρά του συνδέσμου).
 - Κλείστε τη διέλευση του αέρα από το μπαλόνι.
 - Προσαρμόστε στην 3-οδή στρόφιγγα μία σύριγγα των 10-20 ml γεμισμένη κατά το 1/3 με φυσιολογικό ορό.
 - Ανοίξτε τη δίοδο στην 3-οδή στρόφιγγα ανάμεσα στη σύριγγα και τον καθετήρα.
 - Με τη σύριγγα σε κάθετη θέση, σύρετε το έμβολο προς τα επάνω ώστε να επιτρέψετε στις φυσαλίδες αέρα να εξέλθουν προς το υγρό.
 - Όταν σταματήσουν να μπαίνουν φυσαλίδες, κλείστε την 3-οδή στρόφιγγα στο άκρο του καθετήρα και απομακρύνετε τη σύριγγα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Αν δεν σταματήσουν να περνούν φυσαλίδες από τον καθετήρα στη σύριγγα μετά από 3 λεπτά αρνητικής πίεσης, αυτό μπορεί να αποτελεί σαφή ένδειξη ότι ο καθετήρας με μπαλόνι παρουσιάζει διλαρροές, ότι είναι στασιμός ή ότι οι συνδέσεις ανάμεσα στη σύριγγα και την 3-οδή στρόφιγγα δεν είναι όσο χρειάζεται στεγανές. Αν, αφού ελέγχετε τις συνδέσεις, συνεχίζουν να εμφανίζονται φυσαλίδες, μη χρησιμοποιήστε τη συσκευή. Επιστρέψτε την για έλεγχο στον κατασκευαστή ή στο διανομέα.

8.3 Τεχνική εισαγωγής / Θεραπείας

- Τοποθετήστε το συρμάτινο οδηγό των 0,035 iv. διαμέσου της βλάβης χρησιμοποιώντας τις τεχνικές PTA και υπό ακτινοσκόπηση ώστε να προσδιορίζεται συνεχώς η θέση του.
- Εισάγετε το εγγύς άκρο του οδηγού στο περιφεριακό άκρο του καθετήρα μπαλόνι.
- Προσεκτικά εισχωρήστε τον καθετήρα με το μπαλόνι κατά μήκος του συρμάτινου οδηγού, μέσω του οδηγού καθετήρα και με τη βοήθεια της ακτινοσκόπησης, έως όπου φτάσετε στην περιοχή προς θεραπεία. Απαιτείται εξαιρετική προσοχή κατά το πέρασμα του καθετήρα με μπαλόνι μέσω της αιμοστακτικής βαλβίδας για να βεβαιωθείτε ότι το περιβλήμα με τη φαρμακευτική ουσία δεν έχει φθαρεί. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση του επιτελεγμένου καθετήρα με μπαλόνι μέσα στην αλλοίωση, επλέξτε ένα μικρότερο μεγέθος καθετήρα με μπαλόνι χωρίς φαρμακευτική ουσία για να προδιαστέλλετε την αλλοίωση.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΕΚΛΟΥΣΗΣ
ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗΣ, ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟ 0,035"**

- Συνδέστε την χειροκίνητη αντλία με το ενσωματωμένο μανόμετρο (γεμάτης κατά το 1/3 με μείγμα σκιαγραφικού υγρού: φυσιολογικό ορό) στην 3-οδή στρόφιγγα και ανοίξτε τη διόδο ανάμεσα στο μπαλόνι και τη συσκευή φουσκώματος.
- Ασκήστε πίεση στη αντλία ώστε το μπαλόνι να φουσκώσει. Μην υπερβαίνετε την καθορισμένη πίεση ρήξης που αναγράφεται στην ετικέτα και την καμπύλη ενδοτικότητας.
- Διατηρήστε τη πίεση για 30-60 δευτερόλεπτα για την καλύτερη απέλευθέρωση της ουσίας. Το μεγαλύτερο μέρος της φαρμακευτικής ουσίας απελευθερώνεται τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα της διάτασης αλλά, για να βελτιωθεί η διαστολή της αλλοιώσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρόνους διόγκωσης που διαρκούν περισσότερο από 1 λεπτό κατά την εκτίμηση του χειριστή.
- Τραβήξτε το έμβολο της αντλίας προς τα πίσω ώστε να ξεφουσκώσετε το μπαλόνι. Διατηρήστε την αρνητική πίεση για 20 έως 60 δευτερόλεπτα, ανάλογα με το μέγεθος του μπαλονιού. Βεβαιωθείτε (με ακτινοσκόπηση) ότι το μπαλόνι έχει ξεφουσκώσει εντελώς προτού μετακινήσετε τον καθετήρα.
- Με αρνητική πίεση και με το συρμάτινο οδηγό στη θέση του, απομακρύνετε προσεκτικά τον καθετήρα ώσπου να βγει από τον εισαγωγέα.
- Αφαιρέστε το συρμάτινο οδηγό.
- Απαιτείται χορήγηση αντιαμοπεταλικής θεραπευτικής αγωγής για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες μετά την παρέμβαση, και η θεραπεία μπορεί να διαρκέσει περισσότερο, ανάλογα με την εκτίμηση του χειριστή.

9. Εγγύηση

Η συσκευή και όλα τα εξαρτήματά του έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμαστεί και συσκευάζονται με το μέγιστο επίπεδο μέτρων προφύλαξης. Η LVD Biotech ΕΓΓΥΑΤΑΙ τη συσκευή μέχρι την ημερομηνία λήξης, εφόσον η συσκευασία δεν έχει σπάσει, παραποιηθεί ή καταστραφεί.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 980:2008)

REF	LOT	STERILE EO	2
Κωδικός καταλόγου	Αριθ. παρτίδας	Αποστειρωμένο με αιθυλεοξείδιο	Ημερομηνία λήξης
Κατασκευαστής			Περιορισμός στη θερμοκρασία αποθήκευσης
Συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης			
	Mην επαναχρησιμοποιείτε		

Φυλάσσετε μακριά από το ηλιακό φως

Διατηρείτε το προϊόν στεγνό

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν η συσκευασία του είναι κατεστραμμένη

INSTRUKCJA OBSŁUGI**UWALNIJĄCY PAKLITAKSEL BALONOWY CEWNIK ROZSZERZAJĄCY DO STOSOWANIA
W NACZYNIACH OBWODOWYCH Z PROWADNIKIEM 0,035 CALA****1. Opis produktu**

Uwalniający pąklitaksel balon to cewnik o podwójnym świetle od złącza do końcówki; nazywany również cewnikiem naprowadnikowym (ang. Over The Wire, OTW), przeznaczony do zabiegów przezskórnej angio-plastyki wewnętrznozyniowych tętnic obwodowych.

Cewnik ma trzon z dwoma współosiowymi światłami od łącznika do końcówki.

Na dystalnej części cewnika, przed końcówką, znajduje się balon z lekiem czyli część napełniana pod różnymi ciśnieniami, która – po napełnieniu płynem kontrastowym – rozszerza tętnicę. Złącze ma kształt litery Y i posiada dwa porty wejściowe.

- Port boczny, który łączy się z najmniejszym światłem trzonu cewnika, umożliwia wprowadzenie płynu kontrastowego w celu rozszerzenia balonu.
- Port prosty to port do wprowadzania prowadnika. Prowadnik wprowadza się do portu wejściowego złącza. Przechodzi on przez największe światło i wychodzi przez końcówkę cewnika. Służy do doprowadzania go do zmiany.

Cewnik ma dwa światła (światło, przez które przechodzi prowadnik i światło, przez które płyn ze środkiem kontrastowym dociera do balonu) podłączone bezpośrednio do odpowiedniego portów w złączu luer lub łączniku.

Maksymalna średnica prowadnika nie może być większa niż 0,89 mm = 0,035 cala.

Balon powlekony jest lekiem pąklitaksem, zamkniętym w nieszkodliwej pod względem fizjologicznym mączce. Dawkę leku wynosi 3 mikrogramy/mm² powierzchni balonu. Jego zastosowanie ma na celu zahamowanie proliferacji komórek, a tym samym – zmniejszenie wskaźnika ponownych interwencji.

Lek jest uwalniany z balonu za pomocą napełniania go w taki sposób, że wysoka dawka leku jest uwalniana w bardzo krótkim czasie. Po to, aby lek został uwolniony uwalniony do ściany tętnicy, proces napełniania musi trwać od 30 sekund do 1 minuty, ale rozszerzenie zmiany należy zoptymalizować, stosując – w zależności od decyzji operatora – dłuższe czasy napełniania.

Długość użytkowa cewnika to 80 cm lub 140 cm, zależnie od numeru referencyjnego produktu.

Balon jest dostarczany w następujących długościach i średnicach:

DŁUGOŚCI BALONU (mm)	ŚREDNICE BALONU (mm)		
	5	6	7
20	X	X	X
40	X	X	X
60	X	X	X
80	X	X	X
120	X	X	X
150	X	X	

Balon ma osiągać różne średnice przy różnych ciśnieniach (zgodnie z krzywą zgodności przedstawioną na opakowaniu).

W celu napełnienia balonu należy koniecznie połączyć port do napełniania na złączu do strzykawki z dołączonym manometrem. Przy ciśnieniu wskazywanym przez manometr następuje napełnienie balonu do przewidzianej średnicy. Na obu końcach balonu umieszczono dwa znaczniki radiocjennujące, które umożliwiają określenie jego długości i wskazują użytkownikowi jego położenie, gdy balon znajduje się w organizmie pacjenta.

Dystalna końcówka ma zaokrąglony, atrumatyczny kształt, w celu uniknięcia uszkodzenia tętnicy podczas przesuwania w niej cewnika.

Zawartość

- Uwalniający pąklitaksel rozszerzający cewnik balonowy typu OTW z osłonką zabezpieczającą na balonie, wprowadzany w dozowniku i zapakowany w jałową torbę.

INSTRUKCJA OBSŁUGI**UWALNIJĄCY PAKLITAKSEL BALONOWY CEWNIK ROZSZERZAJĄCY DO STOSOWANIA
W NACZYNIACH OBWODOWYCH Z PROWADNIKIEM 0,035 CALA**

- Jedna karta z krzywa zgodności przedstawiająca nominalne ciśnienie wypełnienia i zalecane ciśnienie maksymalne.
- Jedna ulotka z instrukcją użytkowania.

2. Wskazania

Urządzenie przeznaczone jest do poszerzania zwężeń zlokalizowanych w tętnicach biodrowych, udowych, podkolanowych, tętnicach podudzia i tętnicach nerkowych, jak również do leczenia zmian blokujących przetoki tętniczo-żylne, występujące naturalnie, jak i wytworzone sztucznie, za pomocą balonu o średnicy referencyjnej wynoszącej 5–7 mm i długości 20–150 mm. Jest również wskazyane do doprężania stentu w naczyniach obwodowych.

3. Przeciwwskazania

Brak możliwości przejścia prowadnikiem przez zmianę.

Cewnika nie wolno stosować u kobiet w ciąży ani karmiących piersią, ani u pacjentów z rozpoznana nadwrażliwością na pałkliaksel.

4. Ostrzeżenia

- Urządzenie powinno być stosowane wyłącznie przez lekarzy mających doświadczenie w technice angioplastyki przezskórnej (PTA).
- Zabieg przezskórny musi być przeprowadzany w szpitalach wyposażonych w oddział z możliwością przeprowadzenia zabiegów kardiochirurgicznych, lub w szpitalach z łatwym dostępem do innych szpitali, gdzie można przeprowadzić ten rodzaj operacji.
- Jest to produkt jednorazowego użytku. Po zakończeniu zabiegu nie wolno go sterylizować ponownie ani używać ponownie. Ponowne użycie produktu u innego pacjenta może prowadzić do zakażenia krzyżowego, infekcji lub przenesienia choroby zakaźnej z jednego pacjenta na drugiego. Ponowne użycie produktu może spowodować zmiany w samym produkcie i wpływać na jego skuteczność.
- Produkt jest dostarczany w postaci sterylnej. Należy sprawdzić datę ważności i nie używać produktów po upływie daty ważności.
- Przed otwaniem opakowania należy je sprawdzić. Jeśli występują jakieś wady lub opakowanie jest uszkodzone, nie używać produktu.
- Po wyjęciu produktu z opakowania pierwotnego stosować techniki aseptyczne.
- Średnice balonu należy dobrac zgodnie ze średnicą tętnicy, która ma być poddana leczeniu. Nie wprowadzać balonu o średnicy wiekszej od średnicy tętnicy, która ma być poddana leczeniu.
- Nie należy dotykać balonu bezpośrednio ani osuszać go za pomocą gazy, gdyż może to powodować starcie się powłoki zawierającej lek.
- Nie należy wystawiać produktu na działanie rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol ani środków kontrastowych niewskazanych do stosowania śródnowacyjnego.
- Nie używać powietrza ani gazów do wypełniania balonu.
- Produkt wprowadzać po prowadniku pod kontrolą fluoroskopii. Nie dopuścić, aby produkt był wsuwany do naczynia bez prowadnika wewnątrz produktu.
- Nie manipułować, nie wprowadzać ani nie wycofywać cewnika ani prowadnika, gdy balon jest wypełniony.
- W przypadku, gdy po użyciu produktu konieczne jest jego doprężenie, należy tego dokonać za pomocą zwykłego balonu rozszerzającego, niezawierającego leku, ze względu na to, że nie wolno wiele niż raz rozszerzać tego samego segmentu naczynia więcej niż jednym balonem zawierającym lek.
- Stentów uwalniających lek nie wolno wszczepiać do tego samego segmentu, który był wcześniej rozszerzany balonem zawierającym lek, ze względu na możliwość przedawkowania lub wystąpienia interakcji substancji czynnych.
- Opublikowane badania in vitro i in vivo dowodzą mutagennego działania pałkliakselu. Nie badano potencjalnego ryzyka karcinogenezy. Opublikowane badania in vivo dowodzą działania teratogennego, dlatego nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w ciąży.

INSTRUKCJA OBSŁUGI**UWALNIJĄCY PAKLITAKSEL BALONOWY CEWNIK ROZSzerzająCY DO STOSOWANIA
W NACZYNIACH OBWODOWYCH Z PROWADNIKIEM 0,035 CALA****5. Środki ostrożności**

- Pacjentowi należy podać odpowiednie leczenie: środki przeciwwrzepliwe, środki rozszerzające naczynia krewiborne itp., zgodnie z procedurą wprowadzania cewników wewnętrznczyniowych.
- Przed użyciem sprawdzić, czy cewnik ma właściwy rozmiar i czy jest odpowiedni do zamierzonego użycia.
- W zmianach złożonych produkt należy stosować ze szczególną ostrożnością, ze względu na możliwość śicerania przez nie powłoki zawierającej lek. W takich przypadkach zaleca się wstępne rozszerzenie zmiany za pomocą zwykłego, niezawierającego leku balonu.
- Należy zachować szczególnie dużą ostrożność przy wyjmowaniu urządzenia z opakowania i przeprowadzaniu przez zastawkę hemostatyczną w celu uniżenia uszkodzenia powłoki zawierającej lek.
- Zabieg prowadzić z najwyższą ostrożnością, aby nie uszkodzić cewnika podczas wprowadzania go do naczynia.
- Balon należy wypełniać mieszaniną roztworu soli fizjologicznej i płynu ze środkiem kontrastowym (najlepiej zmieszanych w stosunku 50/50, choć proporcja środka kontrastowego może być zredukowana w dużych balonach).
- Nie przekraczać nominalnego ciśnienia rozrywającego (RBP, ang. rated burst pressure), ponieważ może dojść do rozerwania balonu.
- Jeśli podczas przesuwania cewnika wystąpi opór, należy przerwać wprowadzanie i określić przyczynę oporu przed kontynuowaniem zabiegu.
- Jeśli wystąpi opór podczas wycofywania cewnika, zaleca się, aby cewnik balonowy, prowadnik i introdutor zostały wyjęte jako jeden układ.
- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Po użyciu ten produkt może stanowić zagrożenie biologiczne. Postępować z produktem i utylizować go zgodnie z przyjętymi praktykami medycznymi oraz stosownymi prawami i przepisami lokalnymi, wojewódzkimi i ogólnokrajowymi.

6. Możliwe skutki niepożądane / powikłania

Możliwe skutki niepożądane i/lub powikłania, które mogą wyniknąć przed, podczas lub po zabiegu to miedzy innymi:

- Zgon
- Udar / zator / zatrzeplina
- Pogorszenie stanu hemodynamicznego
- Ostre elastyczne odbicie
- Arytmia
- Tętniąk lub tętniąk rzekomy
- zakażenia
- całkowita niedrożność naczynia
- Ponowna niedrożność miejsca poddanego leczeniu: restenoza
- Skurcz
- Perforacja lub dyssekcja miejsca poddanego leczeniu
- Przetoka tętniczo-żylna
- miejscowe krewawienie lub krwiak w miejscu dostępu
- Niedociśnienie / nadciśnienie
- Reakcje alergiczne lub immunologiczne na lek
- Zmiany histologiczne ściany tętnicy

7. Interakcje farmakologiczne

Nie badano potencjalnych interakcji paclitakselu i leków stosowanych jednocześnie. Interakcje lekowe paclitakselu przy stężeniach stosowanych w leczeniu przeciwnowotworowym wymieniono szczegółowo w charakterystyce leku, ale, pamiętając o tym, że ilość paclitakselu na powierzchni balonu odpowiada w

INSTRUKCJA OBSŁUGI**UWALNIJĄCY PAKLITAKSEL BALONOWY CEWNIK ROZSZERZAJĄCY DO STOSOWANIA
W NACZYNIACH OBWODOWYCH Z PROWADNIKIEM 0,035 CALA**

przybliżeniu kliku setnym ilości podawanej zazwyczaj w ramach leczenia przeciwnowotworowego, możliwość wystąpienia interakcji z innymi lekami uważa się za mało prawdopodobna

Tym niemniej należy zachować ostrożność przy jednoczesnym podawaniu substratów CYP3A4 lub CYP2C8 (takich jak terfenadyna, cyklosporyna, lowastatyna, midazolam i ondansetron) lub leków silnie wiążących się z białkami osocza.

8. Sposób użycia**8.1 Niezbędne wyposażenie**

- Heparynizowany normalny roztwór soli fizjologicznej
- Środek kontrastowy (użyć środka kontrastowego odpowiedniego do użycia wewnętrzno-wewnętrznego)
- Prowadnik 0,035 cala; nie używać innych rozmiarów prowadnika
- Introduktor z zaworem hemostatycznym o rozmiarze określonym na etykiecie. Nie używać mniejszych rozmiarów, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia cewnika. Jeśli wykorzystywany jest introduktor o długości 25 cm lub typu tkanego, może zajść konieczność zwiększenia jego rozmiaru, aby uniknąć tarcia o cewnik.
- Kranik trójdrożny
- Urządzenie do wypełniania (pompę ręczną z wbudowanym manometrem)
- Kilka standartowych strzykawek o objętości 10-20 cc, z roztworem soli fizjologicznej do mycia systemu

8.2 Przygotowanie cewnika

- W razie niedrożności lub bardzo silnie zwapiąłych zmian zaleca się wcześniejsze wstępne rozszerzenie za pomocą zwykłego balonu niezawierającego leku.
- Wyjąć cewnik z zasobnika ochronnego. Upewnić się, że jego rozmiar jest właściwy. Płynnym ruchem zdjąć osłonkę ochronną balonu.
- Podłączyć 10mL strzykawkę ze sterylnym roztworem soli fizjologicznej do portu prowadnika (prosta część łącznika) i płytko wypłynie z końcówki.
- Opróżnić system z powietrza.
 - Podłączyć kranik trójdrożny do portu łącznika na płyn ze środkiem kontrastowym (boczny port łącznika).
 - zablokować przepływ powietrza przez cewnik balonowy
 - Podłączyć 10-20mL strzykawkę z trzecią częścią roztworu soli fizjologicznej do kranika trójdrożnego.
 - Otworzyć przepływ w kraniku trójdrożnym pomiędzy strzykawką a cewnikiem.
 - Trzymając strzykawkę pionowo, wycofać tłok w góre, umożliwiając pecherzykom powietrza przejście do strzykawki.
 - Gdy pecherzyki przestaną przechodzić do strzykawki, zamknąć kranik trójdrożny na końcu cewnika i odłączyć strzykawkę.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Jeśli pecherzyki nie przestają uciekać z cewnika do strzykawki po upływie 3 minut przykładania podciśnienia, może to oznaczać, że cewnik balonowy nie jest szczelny, jest złamany/przerwany lub że połączenia pomiędzy strzykawką a kranikiem trójdrożnym nie są odpowiednio szczelne. Jeśli po sprawdzeniu połączeń pecherzyki nadal uciekają, nie używać urządzenia. Należy zwrócić je producentowi lub dystrybutorowi w celu sprawdzenia.

8.3 Technika wprowadzania / stosowania

- Przeprowadzić prowadnik 0,035 przez zmianę za pomocą techniki PTA, cały czas określając jego położenie za pomocą fluoroskopii.
- Wprowadzić proksymalny koniec prowadnika do dystalnego końca cewnika balonowego.
- Wsunąć ostrożnie cewnik balonowy wzdułż prowadnika, przez cewnik prowadzący i za pomocą

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWALNIJĄCY PAKLITAKSEL BALONOWY CEWNIK ROZSZERZAJĄCY DO STOSOWANIA W NACZYNIACH OBWODOWYCH Z PROWADNIKIEM 0,035 CALA

fluoroskopii, aż do miejsca, w którym ma być wykonany ząbek. Należy zachować szczególnie dużą ostrożność przy przeprowadzaniu cewnika balonowego przez zastawkę hemostatyczną w celu uniknięcia uszkodzenia powłoki zawierającej lek. Jeżeli niemożliwe jest umieszczenie cewnika w obrębie zmiany, należy wybrać zwykły balon niezawierający leku o mniejszym rozmiarze w celu wstępniego rozszerzenia zmiany.

- Podłączyć urządzenie wypełniające (1/3 pojemności wypełnione mieszaniną środek kontrastowy: roztwór soli fizjologicznej) do kranika trójdrożnego i otworzyć przepływ pomiędzy balonem a urządzeniem do wypełniania.
- Wytworzyć ciśnienie urządzeniem wypełniającym, aby wypełnić balon. Nie przekraczać nominalnego ciśnienia rozrywającego (RBP, ang. rated burst pressure) podanego na etykiecie i na krzywej zgodności.
- Utrzymać ciśnienie przez 30–60 sekund w celu optymalnego uwolnienia leku. Wielkość leku uwalnia się podczas pierwszych 30 sekund napełnienia balonu, ale, w celu zoptymalizowania rozszerzenia zmiany, można zastosować dłuższe czasy napełnienia – ponad 1 minutę, w zależności od decyzji operatora.
- Odciągnąć tło urządzenie do wypełniania, aby opróżnić balon. Utrzymywać podciśnienie przez 20 do 60 sekund, w zależności od rozmiaru balonu. Przed przesunięciem cewnika upewnić się (za pomocą fluoroskopii), że balon jest całkowicie opróżniony.
- Utrzymując podciśnienie w urządzeniu do wypełniania i utrzymując nieruchomo prowadnik, ostrożnie wycofać cewnik, aż można go będzie wyjąć przez introdutor.
- Wyjąć prowadnik.
- Przez co najmniej cztery tygodnie po interwencji należy podawać podwójne leczenie przeciwplątkowe. leczenie może zostać przedłożone w zależności od decyzji operatora.

9. Gwarancja

Produkt ten i wszystkie jego elementy składowe zostały zaprojektowane, wyprodukowane, przetestowane i opakowane z zachowaniem najwyższego poziomu środków ostrożności.

STANDARDOWE SYMbole UŻYWANE DO OZNACZANIA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH (STANDARD EN 980:2008)



Katalogowy numer referencyjny



Producent



Nr partii



Data ważności



Chronić przed światłem słonecznym



Sterylizowano tlenkiem etylenu



Ograniczenie temperatury przechowywania



Utrzymywać suche



Patrz instrukcję obsługi



Nie używać ponownie



Nie sterylizować ponownie



Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone

PL

iVascular
therapies for living



LIFE VASCULAR DEVICES BIOTECH, S.L.
Cami de Can Ubach, 11
Pol. Ind. Les Fallulles
08620 Sant Vicenç dels Horts
Barcelona - Spain
Tel: +00 34 936 724 711
Fax: +00 34 936 724 657
www.ivascular.es
info@ivascular.es

CE 0318